

Dale® Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products

Stabilock Držák Endotracheální Trubic

pro endotracheální trubici velikosti 7,0-10,0mm

Obsah: 1 kus od každého - nákrčník; 273 lepicí základna

Pokyny k Použití

- Očistěte trubici. Nechte vyschnout.
- Aplikujte podkladovou náplast (A1-3). Postupujte podle pokynů na obalu 273.
- Přitiskněte manžetu na část podkladové náplasti se suchým zipem. Kanálek musí být srovnán s endotracheální trubicí. (B)
- Otevřete upevňovací pásky umístěné na obou koncích manžety a omotejte ji kolem hlavy hned pod ušima. Připevňte upevňovací pásky k vnější straně manžety. (C)
- Zajistěte trubici v kanálku.
 - omotejte silnou lepicí pásku kolem trubice v místě, kde kanálek trubici obepíná.
 - natlačte kanálek přes trubici
 - omotejte pásku kolem trubice a kanálku (D)

Alternativní způsob použití pásky:

- natlačte kanálek na trubici
- pevně omotejte silnou lepicí pásku jednou kolem trubice a kanálku. **Omotejte páskou nejméně 2,5 cm od konce kanálku (D)**

- Zajistěte upevnění manžety opětovným uchycováním upevňovacích pásek podle potřeby.

Pásku vyměňte podle potřeby.

Podkladovou náplast vyměňte po třech dnech, případně dříve, je-li to nutné.

Odstranění

Podkladovou náplast odstraňte jemně, aby se předešlo poranění kůže.

Přemístění Trubic

Otevřete upevňovací pásky. Při odlupování manžety od podkladové náplasti tuto náplast přidržujte. Přemístěte trubici. Přitiskněte zpět na podklad a zajistěte upevňovací pásky.

V zájmu předcházení ulcerace kůže a kožních trhlínek zkontrolujte před aplikací kůži a zdravotní stav pacienta. Monitorujte denně nebo častěji.

Dale **důrazně doporučuje často endotracheální trubici přemísťovat**, aby se zabránilo poranění rtů a spodních tkání v důsledku stálého tlaku.

Dale **důrazně doporučuje používat podpěry trubic ventilátoru**, aby se snížil tlak na pacientovu tvář.

Užitečný Přehled pro Správnou Aplikaci
✓ Přípravte kůži pokožkaě, když se přikládá podkladová náplast
✓ Umístěte podkladovou náplast přímo nad úroveň rtů
✓ Pevně spirálovitě omotejte silnou lepicí pásku kolem kanálku a trubice
✓ Zkontrolujte , zda jste omotali páskou minimálně 2,5 cm trubice od konce kanálku
✓ Odstraňujte podkladovou náplast jemně, abyste minimalizovali poškození kůže
✓ Používejte podpěry trubic ventilátoru

K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.

Video s ukázkou aplikace najdete na webu www.dalemed.com

Zdravotnické výrobky Dale dostanete u svého preferovaného nemocničního/zdravotnického dealera.

Vyrobeno bez použití přírodního latexu.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale je registrovaná ochranná známka společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA, EU a Velké Británii.

