

Dale® Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-31075 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products

Stabilock Holder Til Endotrakealtube

Passer til endotrakealtube str. 7,0-10,0 mm

Indhold: 1 af hver – halsrem; klæbebund 273

Brugsanvisning

1. Rens tuben. Lad den tørre.
2. Påfør klæbebunden (A1-3). Følg anvisningerne på 273 pakker.
3. Tryk halsremmen fast på den del af bunden, hvor burrebåndet sidder, og sørg samtidig for, at tubekanalens sidder ud for endotrakealtuben.(B)
4. Åbn låsefligene i begge ender af halsremmen og læg remmen rundt om hovedet lige under ørerne. Fastgør låsefligene på ydersiden af halsremmen.(C)
5. Fastgør tuben i tubekanalens.
 - Viki kraftigt tape 1 gang rundt om tuben, der hvor kanalen dækker tuben
 - Tryk kanalen ned over tuben
 - Viki tape rundt om tuben og kanalen (D)

Anden måde at fastgøre med tape:

- Tryk kanalen fast på tuben
- Viki kraftigt tape stramt rundt om tuben og kanalen. **Viki tapen mindst 2,5 cm ud over kanalens ende (D)**

6. Sørg for, at halsremmen sidder godt fast ved at justere låsefligene efter behov.

Udskift tapen efter behov.

Udskift klæbebunden efter 3 dage eller før, hvis det er nødvendigt.

Aftagning

Tapen skal tages forsigtigt af for at undgå hudtraume.

Justering af tubens position

Åbn låsefligene. Hold klæbebunden fast, mens halsremmen trækkes af bunden. Flyt tuben. Tryk halsremmen fast på bunden igen og luk låsefligene.

Patientens hud og medicinske tilstand skal vurderes inden anbringelse for at forhindre ulceration eller ruptur af huden. Tilse dagligt eller oftere.

Dale anbefaler at flytte på endotrakealtuben ofte for at forhindre skade på læber og underliggende væv, der kan opstå pga. kontinuerligt tryk.

Dale anbefaler også kraftigt at støtte ventilationsslangen for at reducere trykket mod patientens ansigt.

Praktisk tjekliste – hjælper med at sikre korrekt anbringelse

- ✓ Rens huden og smør hudplejeprodukt på inden hver påsætning af klæbebunden
- ✓ Anbring klæbebunden direkte over læbelinjen
- ✓ Viki kraftigt tape i spiralbevægelse rundt om kanalen og tuben
- ✓ Sørg for at vikle tapen om tuben mindst 2,5 cm ud over kanalen
- ✓ Tag klæbebunden forsigtigt af for at reducere skade på huden
- ✓ Støt ventilationsslangen

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com Ikke fremstillet med naturgummilætex.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale er et registreret varemærke tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.

