

Dale® Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale®

Medical Products

Stabilock Supporto per Tubo Endotracheale

per tubi endotracheali da 7,0 mm a 10,0 mm

Contenuto: 1 cad. - collare; base adesiva 273

Istruzioni per l'Applicazione

1. Pulire il tubo e lasciarlo asciugare.
2. Applicare la base adesiva (A1-3). Seguire le indicazioni riportate sulla confezione 273.
3. Premere il neckbande sulla sezione a ganci della base, verificando che il canale del tubo sia ben allineato al tubo endotracheale. (B)
4. Aprire entrambe le linguette di aggancio poste alle estremità del neckbande e avvolgere la fascia attorno al capo del paziente appena sotto le orecchie. Fissare le linguette di aggancio all'esterno del neckbande. (C)
5. Fissare il tubo nel canale
 - Nastrare il tubo con un giro di cerotto robusto in corrispondenza del punto in cui il canale copre il tubo.
 - Premere verso il basso il canale sul tubo.
 - Avvolgere il cerotto sul tubo e sul canale. (D)

Metodo alternativo di cerottatura:

- Premere il canale sul tubo.
 - Nastrare saldamente il tubo e il canale con un giro di cerotto robusto. Avvolgere il cerotto per almeno 2,5 cm oltre l'estremità del canale. (D)
6. Verificare che il neckbande sia ben saldo, regolando opportunamente le linguette di aggancio.

Cambiare cerotto secondo le necessità.

Cambiare la base adesiva dopo 3 giorni o prima se necessario.

Rimozione

La base adesiva va rimossa con cura per evitare un trauma cutaneo.

Riposizionamento del Tubo

Aprire le linguette di aggancio. Premere e mantenere ferma la base adesiva mentre si stacca il neckbande. Riposizionare il tubo. Premere nuovamente il neckbande sulla base e fissare le linguette di aggancio.

Per evitare le ulcerazioni o le lacerazioni cutanee, valutare la pelle e le condizioni mediche del paziente prima dell'applicazione. Monitorare ogni giorno o con maggiore frequenza

Dale **consiglia di riposizionare spesso il tubo endotracheale** per evitare di ledere le labbra e il tessuto sottostante a seguito della continua pressione.

Dale **consiglia vivamente di sorreggere il tubo del ventilatore meccanico** per ridurre la pressione sul viso del paziente.

Pratico Elenco di Spunta per un'Applicazione ben Riuscita

- ✓ Preparare la pelle ogni volta che si applica la base adesiva.
- ✓ Posizionare la base adesiva direttamente sopra il bordo del labbro.
- ✓ Avvolgere a spirale stretta un cerotto robusto attorno al canale e al tubo.
- ✓ Accertarsi di avvolgere il cerotto sul tubo almeno 2,5 centimetri al di là del canale.
- ✓ Rimuovere delicatamente la base adesiva per ridurre al minimo i danni cutanei.
- ✓ Sorreggere il tubo del ventilatore.

Monouso. Smaltibile.

Per un video illustrante l'applicazione, visitare www.dalemed.com
Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Brevetto www.dalemed.com/patents

Dale è un marchio registrato di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.

