

Dale® Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products

Stabilock 気管内チューブホルダー

気管内チューブサイズ7.0～10.0 mmに適合
含まれるもの:各1 - ネックバンド; 273 粘着ベース

使用方法

1. チューブを洗浄し、乾燥させます。
2. 粘着ベースを付けます (A1-3)。273のパッケージの指示に従ってください。
3. チューブのチャンネルと気管内チューブの位置が揃っていることを確認し、ネックバンドをベースのフック側に押し当てます。(B)
4. ネックバンドの両端部にあるファスナータブを開き、バンドを耳のすぐ下まで引いて、頭に巻きまします。ファスナータブをネックバンドの外側に当てて固定します。(C)
5. チューブをチューブチャンネルに固定します。
 - チャンネルが覆うことになるチューブの部分に強力な粘着テープを1周巻きまします。
 - チャンネルをチューブに押し当てます。
 - チューブとチャンネルの周りにテープを巻きまします。(D)

テープ巻き方の代替方法

- チャンネルをチューブに押し当てます。
- チューブとチャンネルの周りに、強力な粘着テープをしっかりと巻きまします。チャンネルの端より最低2.5センチ(1インチ)以上の箇所までテープを巻くようにしてください。(D)

6. 必要に応じて、ネックバンドがきざしと固定されるようファスナータブで調整してください。

テープは必要に応じて交換してください。

粘着ベースは3日以内または必要な場合はもっと早く交換してください。

取り外し

皮膚に損傷を与えないよう、気をつけて粘着テープを取り外してください。

チューブの調整

ファスナータブを外します。粘着ベースを押さえながらネックバンドをベースから剥がします。チューブを調整します。ベースに折り返して押しえつけ、ファスナータブを固定します。

皮膚潰瘍または皮膚への損傷を避けるため、使用前に患者の皮膚の状態および健康状態を確認します。最低1日1回は確認してください。

Dale 社は、継続的な圧力からくる唇やその下部組織への損傷を防ぐために、**気管内チューブを頻繁に再調整することをお勧めします。**

Dale 社は、患者の顔にかかる圧を軽減するために人工呼吸器の管をサポートすることを**強くお勧めします。**

適切に装着するためのチェックリスト

- ✓ 粘着ベースを使う時には必ず準備薬を塗りまします。
- ✓ 上唇のすぐ上に粘着ベースを付けまします。
- ✓ チャンネルとチューブの周りを強力な粘着テープで螺旋状にきつく巻きまします。
- ✓ チャンネルより最低2.5 cm (1インチ) 上にチューブがくがるようにテープを巻きまします。
- ✓ 皮膚のできるだけ傷めないよう、粘着ベースはそっと剥がしてください。
- ✓ 人工呼吸器の管をサポートしてください。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオは、www.dalemed.com でご覧になれます。

天然ゴムラテックスは含まれておりません。

特許 www.dalemed.com/patents

DaleはDale Medical Products, Inc.の米国、EU、英国における登録商標です。

