

Dale® Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products

Stabilock อุปกรณ์ยึดท่อหายใจ

ใช้ได้พอดีกับอุปกรณ์ยึดท่อหายใจขนาด 7.0-10.0 มม.

เนื้อหา: ห่วงยึดคางและอื่น, 273 ชิ้นงานติดผิว

วิธีการใช้งาน

1. ทำความสะอาดก่อนแล้วจึงให้ไว้แห้ง
2. ฐานติดผิว (A1-3) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแพ็คเกจ 273
3. กัดห่วงยึดคางบนขมับที่ขอบฐาน จะต้องแน่ใจว่าช่องเปิดคางที่อยู่แนวเดียวกับกับท่อช่วยหายใจ (B)
4. เปิดแผงเกี่ยวที่ปลายทั้งสองข้างของแถบยึดคาง แล้วพันรอบศีรษะตรงด้านล่างของใบหู ติดแผงเกี่ยวให้กระชับกับตำแหน่งกึ่งของห่วงยึดคาง (C)
5. ติดท่อเข้ากับช่องต่อท่อช่วยหายใจ
 - พันเทปกาว 1x ม้วนรอบท่อให้กระชับโดยช่องของครอบกึ่งท่อช่วยหายใจ
 - ดันช่องเปิดคางมาที่ท่อช่วยหายใจ
 - พันผ้าเทปรอบ ๆ ท่อช่วยหายใจและช่องเปิด (D)
- วิธีพันผ้าเทปสลับกัน:
 - ดันช่องเปิดคางที่ท่อช่วยหายใจ
 - พันผ้าเทปการรอบ ๆ ท่อช่วยหายใจและช่องเปิดให้กระชับ พันผ้าเทปอย่างน้อย 1 นิ้วเข้าหาปลายช่องเปิดคางท่อช่วยหายใจ (D)
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห่วงยึดคางกระชับมั่นคงดีด้วยการลองปรับแผงเกี่ยวยึดคางตามความเหมาะสม

เปลี่ยนผ้าเทปกาวเป็นประจำ

เปลี่ยนฐานติดผิวหลังใช้แล้ว 3 วัน หรือเร็วกว่านั้น หากจำเป็น

การถอดออก

ลอกฐานติดผิวด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่ผิวหนัง

การปรับตำแหน่งท่อช่วยหายใจ

เปิดแผงเกี่ยวขึ้น ใช้นิ้วยึดฐานติดผิวไว้ในขณะที่ดึงลวดห่วงยึดคางออกจากฐาน ปรับตำแหน่งท่อแล้วกดคืนกลับไปฐานและติดแผงเกี่ยวให้แน่นคง

เพื่อเป็นการป้องกันการแผลเนื้อเยื่อที่ผิวหนัง หรือผิวหนังอักเสบ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์โปรดตรวจสภาพผิวของผู้ป่วยและอาการอื่น ๆ ทางการแพทย์ นอกจากนี้ให้ติดตามดูแลสภาพการใช้งานทุกวันหรือให้บ่อยขึ้น

Dale ขอแนะนำให้ปรับตำแหน่งท่อช่วยหายใจให้บ่อยขึ้น เพื่อช่วยป้องกันการได้รับบาดเจ็บที่ริมฝีปากและเนื้อเยื่อข้างใต้เนื่องจากถูกแรงกดทับเป็นเวลานาน

Dale ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่ให้มีการหมุนรอบชุดช่วยหายใจ เพื่อลดแรงกดบนใบหน้าของผู้ป่วย

รายการเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ สำหรับการใช้ที่ประสบผลสำเร็จ

- ✓ ทำความสะอาดผิวหนังทุกครั้งก่อนการติดฐานติดผิว
- ✓ ปรับตำแหน่งเพื่อติดฐานติดผิวให้พ้นจากขอบริมฝีปาก
- ✓ พันผ้าเทปม้วนรอบให้กระชับ ระหว่างช่องเปิดคางที่ท่อช่วยหายใจ
- ✓ ต้องแน่ใจว่าพันผ้าเทปกับท่ออย่างน้อย 2.5 ซม. (1 นิ้ว) จากช่องเปิดคาง
- ✓ ลอกฐานติดผิวออกอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสียหายของผิวหนัง
- ✓ หมุนหมุนชุดช่วยหายใจ

สำหรับใช้กับผู้ป่วยรายเดียว ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

สำหรับวิธีอื่นแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ไม่ได้ผลิตจากยางลาเทกซ์ธรรมชาติ

ลิขสิทธิ์ www.dalemed.com/patents

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

