

# Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

# Dale® Medical Products

**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
www.dalemed.com

EC REP

**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

# Dale®

Medical Products

## BreezeLock® -Intubaatioputken Pidin

sopii 7,0–10,0 mm:n intubaatioputkiin

**Sisältö:** 1 kpl kutakin: kaulanauha, tarttuva alusta 273, teippirulla

### Käyttöohjeet

1. Puhdista putki. Anna kuivua.
2. Kiinnitä tarttuva alusta. **(A)** Noudata 273-pakkauksen ohjeita.
3. Paina kaulanauha tarttuvan alustan tarranauhaosaan ja varmista samalla, että RAITA on keskellä potilaan suun yläpuolella. **(B)**
4. Avaa kaulanauhan kummassakin päässä olevat kiinnityskiekket ja kierrä nauha pään ympäri aivan korvien alapuolelle. Kiinnitä kiinnityskiekket kaulanauhan ulkopuolelle.
5. Nosta DALE-PÄÄLLINEN. Aseta KANAVA intubaatioputken päälle. Kiinnitä paikalleen painamalla DALE-PÄÄLLINEN RAIDAN ja kaulanauhan poikki.
6. Putken teippaaminen KANAVAAN:
  - Putken levätessä vapaasti KANAVAN alapuolella kääri 15 cm:n pala toimitettua teippiä kerran putken ympäri. **(C)**
  - Paina PUTKEN KANAVA alas putken päälle.
  - Kääri teippi tiukasti eteenpäin spiraalimaisesti kiertämällä putken ja KANAVAN ympärille. **(D)**
  - Valtoehto: Kääri teippiä vähintään 2,5 cm PUTKEN KANAVAN päätä pidemmälle.

7. Varmista kaulanauhan pysyminen säätämällä kiinnityskiekkettä tarpeen mukaan.

- Vaihda KANAVAN teippi tarpeen mukaan.
- Vaihda laite 3 päivän jälkeen tai tarpeen mukaan aiemmin.
- Arvioi potilaan iho ja repeyden tila ennen kiinnittämistä haavaumien ja ihon repeämisen estämiseksi. Seuraa päivittäin tai useammin.

### Putken Sijoittaminen Uudelleen

Pidä kiinni teipattusta KANAVASTA toisella kädellä ja nosta DALE-PÄÄLLINEN pois RAIDASTA. Siirrä putki haluttuun paikkaan liuuttamalla KANAVAA. Kiinnitä putki paikalleen painamalla DALE-PÄÄLLINEN takaisin RAITAAN ja kaulanauhaan.

### Poistaminen

Laite tulee irrottaa varovasti, jotta iho ei vahingoitu. Levitä ihonsuojausainetta uudelleen, jos kiinnitetään toinen laite.

Dale **suosittelee, että intubaatioputken sijainti muutetaan usein**, jotta voidaan välttää huuliin ja alla oleviin kudoksiin kohdistuvan jatkuvan paineen aiheuttamat vauriot.

Dale **suosittelee voimakkaasti myös ventilaattorin letkun tukemista** potilaan kasvoihin kohdistuvan paineen pienentämiseksi

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.

Patentti [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale & BreezeLock ovat Dale Medical Products, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

