

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale®

Medical Products

BreezeLock® Support de Sonde Endotrachéale

convient aux sondes endotrachéales de 7,0 à 10,0 mm
Contenu: 1 de chaque - collier; 273 Base adhésive;
rouleau de ruban

Instructions pour l'Application

- Nettoyez la sonde. Laissez sécher.
- Appliquez la base adhésive. (A) Suivez les instructions figurant sur l'emballage de l'article 273.
- Pressez le collier sur la partie à crochets de la base adhésive, en veillant à ce que la BANDE soit centrée au-dessus de la bouche du patient. (B)
- Ouvrez les languettes d'attache situées aux deux extrémités du collier et enroulez le collier autour de la tête, juste en dessous des oreilles. Fixez les languettes d'attache sur l'extérieur du collier.
- Soulevez le REVÊTEMENT DALE. Positionnez le PORTE-SONDE au-dessus de la sonde ET. Pressez le REVÊTEMENT DALE sur la BANDE et le collier pour le fixer en position.
- Étapes pour coller la sonde sur le PORTE-SONDE:
 - Avec la sonde reposant librement sous le PORTE-SONDE, enroulez 1 fois autour de la sonde un morceau de 15 cm de long du ruban adhésif fourni. (C)
 - Pressez le PORTE-SONDE sur la sonde.
 - Enroulez fermement le ruban dans un mouvement de spirale vers l'avant autour de la sonde et du PORTE-SONDE. (D)
 - En option: Enroulez le ruban sur au moins 2,5 cm au-delà de l'extrémité du PORTE-SONDE.
- Assurez la sécurité du collier en réajustant les languettes d'attache si nécessaire.
 - Changez le ruban sur le PORTE-SONDE suivant les besoins.
 - Changez le dispositif au bout de trois jours, ou plus tôt si nécessaire.
 - Pour éviter les ulcérations ou les déchirures de la peau, évaluez la peau et les conditions médicales du patient avant l'application. Contrôlez une fois par jour ou plus fréquemment.

Repositionnement de la Sonde

Tout en tenant d'une main le PORTE-SONDE collé, soulevez le REVÊTEMENT DALE pour le détacher de la bande. Faites glisser le PORTE-SONDE pour déplacer la sonde à l'endroit souhaité. Pressez de nouveau le REVÊTEMENT DALE sur la BANDE et le collier pour fixer la position de la sonde en place.

Retrait

Le dispositif doit être retiré avec précaution pour éviter tout traumatisme cutané. Réappliquez la préparation de la peau si un autre dispositif doit être appliqué.

Dale **recommande de repositionner souvent la sonde endotrachéale** pour aider à prévenir les blessures aux lèvres et aux tissus sous-jacents dues à une pression non relâchée.

Dale **recommande fortement de soutenir la sonde du ventilateur** pour réduire la pression sur le visage du patient.

À usage unique. Jetable.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Fabriqués sans latex de caoutchouc naturel.

Brevet www.dalemed.com/patents

Dale et BreezeLock sont des marques déposées de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

