

# Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

# Dale® Medical Products



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
www.dalemed.com

EC REP

**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

# Dale®

Medical Products

## BreezeLock® Supporto per Tubo Endotracheale

per tubi endotracheali da 7,0 mm a 10,0 mm

**Contenuto:** 1 cad. - collare; base adesiva 273; rotolo di cerotto

### Istruzioni per l'Applicazione

1. Pulire il tubo e lasciarlo asciugare.
2. Applicare la base adesiva (A). Attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione del prodotto 273.
3. Premere il collare sulla sezione a ganci della base adesiva, verificando che la GUIDA sia centrata sopra le labbra. (B)
4. Aprire le linguette di aggancio poste alle estremità del collare e avvolgere la fascia attorno al capo del paziente, appena sotto le orecchie. Fissare le linguette di aggancio all'esterno del collare.
5. Sollevare la COPERTURA DALE. Disporre il CANALE sopra il tubo endotracheale. Premere la COPERTURA DALE sulla GUIDA e sul collare, fissandoli in posizione.
6. Nastratura del tubo sul CANALE:
  - Dopo aver appoggiato il tubo senza fissarlo sotto il CANALE, avvolgere uno spezzone di cerotto lungo 15 cm (fornito) attorno al tubo. (C)
  - Premere il CANALE SUL TUBO.
  - Avvolgere saldamente il cerotto procedendo a spirale attorno al tubo e al CANALE. (D)
  - Passo facoltativo: Avvolgere il cerotto per almeno 2,5 cm oltre l'estremità del CANALE.

7. Ensure neckband security by readjusting the fastener tabs as necessary.
- Cambiare il cerotto posto sul CANALE, a seconda delle necessità.
- Cambiare il dispositivo dopo 3 giorni o prima, a seconda delle necessità.
- Per evitare le ulcerazioni o le lacerazioni cutanee, valutare la pelle e le condizioni mediche del paziente prima dell'applicazione. Monitorare ogni giorno o con maggiore frequenza.

### Riposizionamento del Tubo

Affermando con una mano il CANALE cerottato, sollevare la COPERTURA DALE dalla GUIDA. Far scorrere il CANALE per spostare il tubo nella posizione desiderata. Premere nuovamente la COPERTURA DALE sulla GUIDA e sul collare per fissare il tubo in posizione.

### Rimozione

Il dispositivo va rimosso con cautela per evitare traumi cutanei. Applicare nuovamente la lozione per la pelle in preparazione dell'impiego di un nuovo dispositivo.

**Dale consiglia di riposizionare spesso il tubo endotracheale** per evitare di ledere le labbra e il tessuto sottostante a seguito della continua pressione.

**Dale consiglia vivamente di correggere il tubo del ventilatore meccanico** per ridurre la pressione sul viso del paziente.

Monouso. Smaltibile.

Per un video illustrante l'applicazione, visitare [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)  
Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Brevetto [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale e BreezeLock sono marchi registrati di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.

