

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products

BreezeLock® 気管内チューブホルダー

気管内チューブサイズ7.0～10.0 mmに適合
含まれるもの: ネックバンド、273粘着ベース、テープ各1つ

使用方法

1. チューブを洗浄し、乾燥させます。
2. 粘着ベースを付けます。(A)273のパッケージにある指示に従います。
3. ネックバンドを粘着ベースのフック側に押し当てます。患者の口の中心にトラック部があることを確認してください。(B)
4. ネックバンドの両端部にあるファスナータブを開け、バンドを耳のすぐ下まで引いて、頭に巻きます。ファスナータブをネックバンドの外側に当てて固定します。
5. デール・オーバーレイを持ち上げる。ETチューブに被せる様にチャンネルを留め置きます。トラックとネックバンド全体にデール・オーバーレイを押し付け、留めます。
6. チューブをチャンネルにテープで留めるステップ:
 - チャンネルの下でチューブが自由に動く状態で、チューブの周りを本品に同封した長さ15センチの粘着テープを1周巻きます。(C)
 - チューブ用チャンネルをチューブに押し当てます。
 - チューブとチャンネルの周りにテープを前方にらせん巻になるようしっかりと巻きます。(D)
 - オプション: チューブ用チャンネルの端より最低2.5センチ以上の箇所でテープを巻くようにしてください。
7. 必要に応じて、ネックバンドがきちんと固定されるようファスナータブで調整してください。
 - チャンネルに巻いたテープは必要に応じて交換してください。
 - デバイスは3日以内または必要な場合はもっと早く交換してください。
 - 皮膚潰瘍または皮膚への損傷を避けるため、使用前に患者の皮膚の状態および健康状態を確認します。最低1日1回は確認してください。

チューブの調整

片方の手でテープの貼られたチャンネルを押しさながら、トラックからデール・オーバーレイを持ち上げます。チャンネルをスライドさせチューブの位置を調整します。トラックに再度デール・オーバーレイとネックバンドを押し当て、チューブを留め置きます。

取り外し

皮膚に損傷を与えないよう、気をつけてデバイスを取り外してください。別のデバイスを使用する場合、準備薬を皮膚に再度塗布します。

Dale 社は、継続的な圧力からくる唇やその下部組織への損傷を防ぐために、気管内チューブを頻繁に再調整することをお勧めします。

Dale 社は、患者の顔にかかる圧を軽減するために人工呼吸器の管をサポートすることを強くお勧めします。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

天然ゴムラテックスは含まれておりません。

特許 www.dalemed.com/patents

DaleおよびBreezeLockは、米国、EUおよび英国におけるDale Medical Products, Inc.の登録商標です。



©Copyright 2024

