

# Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

# Dale® Medical Products



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

EC REP

**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

# Dale®

Medical Products

## BreezeLock® Uchwyty do Rurki Intubacyjnej

do rurek intubacyjnych o rozm. 7,0-10,0 mm  
**Zawartość:** po 1 szt.: pasek szynny; przylepna baza 273; rolka taśmy

### Instrukcja Zakładania

1. Wycisnąć rurkę. Odczekać, aż wyschnie.
2. Nałożyć przylepną bazę. (A) Postępować według wskazówek podanych na opakowaniu produktu 273.
3. Docisnąć pasek szynny do haczykowej części przylepnej bazy, upewniając się, że SZYNA znajduje się powyżej ust pacjenta. (B)
4. Otworzyć wypustki mocujące znajdujące się na obu końcach paska szynnego i owinąć paskiem dookoła głowy, tuż poniżej uszu. Zamocować wypustki paska mocującego do zewnętrznej strony paska szynnego.
5. Podnieść NAKŁADKĘ DALE. Umieścić KANAŁ nad rurką ET. W celu zabezpieczenia docisnąć NAKŁADKĘ DALE wzdłuż SZYNY i paska szynnego.
6. Procedura zamocowania taśmą rurki do KANAŁU:
  - Gdy rurka spoczywa swobodnie poniżej KANAŁU, owinąć jednokrotnie fragment przylepnej taśmy (w zestawie) o długości 15 cm wokół rurki. (C)
  - Docisnąć KANAŁ RURKI do rurki.
  - Wykonując spiralny ruch do przodu ściśle owinąć taśmę dookoła rurki i KANAŁU. (D)
  - Opcjonalnie: owinąć taśmę tak, aby wychodziła na odległość minimum 2,5 cm poza koniec KANAŁU RURKI.
7. Solidnie zamocować pasek szynny poprzez odpowiednie wyregulowanie wypustek mocujących.
  - Zgodnie z potrzebą wymieniać taśmę na KANALE.
  - Wymienić urządzenie po upływie 3 dni lub, jeśli zachodzi konieczność, wcześniej.
  - Aby zapobiec owrzodzeniu lub uszkodzeniu skóry, przed założeniem urządzenia należy ocenić stan skóry i zdrowia pacjenta. Monitorować raz dziennie lub częściej.

### Zmiana Ustawienia Rurki

Przytrzymując jedną dłoń zamocowany taśmą KANAŁ, unieść NAKŁADKĘ DALE z SZYNY. Przesunąć KANAŁ w celu umieszczenia rurki w żądanym położeniu. Docisnąć NAKŁADKĘ DALE do SZYNY i paska szynnego w celu zablokowania pozycji rurki.

### Usuwanie

Urządzenie należy usuwać z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia skóry. Jeżeli planowane jest założenie innego urządzenia, należy ponownie przygotować skórę.

Firma Dale **zaleca częstą zmianę położenia rurki intubacyjnej**, aby zapobiec uszkodzeniu warg i niżej położonych tkanek wskutek ucisku.

Firma Dale **zdecydowanie zaleca podparcie przewodów wentylatora**, aby zmniejszyć ucisk na twarz pacjenta.

Do użycia u jednego pacjenta. Produkt jednorazowego użytku.

Instrukcja użycia przetłumaczona na inne języki oraz wideo instruktażowe dostępne są na stronie [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com).

Nie zawiera lateksu naturalnego.

Patent [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale i BreezeLock są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dale Medical Products, Inc. w USA, UE i Wielkiej Brytanii.

