

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products

BreezeLock® Fixador de Tubo Endotraqueal

encaixa com tubos endotraqueais de 7 a 10 mm

Contém: 1 unidade de: cinta de fixação; base adesiva 273; rolo de fita

Instruções de Aplicação

1. Limpe o tubo. Deixe-o secar.
2. Aplique a base adesiva. (A) Siga as instruções na embalagem da 273.
3. Prima a cinta de fixação na porção em gancho da base adesiva e não deixe de certificar-se de que a GUIA esteja centralizada sobre a boca do doente. (B)
4. Abra as linguetas de fecho localizadas nas duas extremidades da cinta de fixação e passe a cinta em torno da cabeça, logo abaixo das orelhas. Prenda as linguetas de fecho na parte externa da cinta de fixação.
5. Levante a ABA FLEXÍVEL DALE. Posicione o CANAL sobre o tubo ET. Prima a ABA FLEXÍVEL DALE na GUIA e na cinta de fixação para prendê-la.
6. Etapas a seguir para fixar o tubo no CANAL:
 - Com o tubo solto abaixo do CANAL, passe uma vez a fita adesiva de 15 cm fornecida em torno do tubo. (C)
 - Prima o CANAL DO TUBO para baixo, sobre o tubo.
 - Passe a fita firmemente, num movimento para frente e em espiral, em torno do tubo e do CANAL. (D)
 - Opcional: passe a fita no mínimo 2,5 cm (1 pol.) além da extremidade do CANAL DO TUBO.
7. Certifique-se de que a cinta de fixação esteja firme ao reajustar as linguetas de fecho, como necessário.
 - Troque a fita do CANAL, como necessário.
 - Troque o dispositivo depois de 3 dias, ou menos se necessário.
 - A fim de evitar ulcerações ou lacerações cutâneas, avalie a pele e as condições médicas do doente antes da aplicação. Monitore diariamente ou com mais frequência

Reposicionamento do Tubo

Segurando com uma das mãos o CANAL fixado com a fita, levante a ABA FLEXÍVEL DALE tirando-a da GUIA. Deslize o CANAL para mover o tubo até a posição desejada. Prima a ABA FLEXÍVEL DALE para baixo sobre a GUIA e a cinta de fixação para prender e fixar o tubo.

Remoção

O dispositivo deve ser removido com cuidado para evitar trauma à pele. Caso outro dispositivo deva ser utilizado, faça novamente a preparação da pele.

A Dale **recomenda que se reposicione o tubo endotraqueal com frequência** para ajudar a evitar lesões nos lábios e nos tecidos subjacentes como resultado da pressão constante.

A Dale **recomenda com veemência que a tubulação do ventilador seja apoiada** para reduzir a pressão sobre a face do paciente.

Para a utilização num único doente. Descartável.

Para ver um vídeo sobre a aplicação, acesse www.dalemed.com
Não fabricado com látex de borracha natural.

Patente www.dalemed.com/patents

Dale e BreezeLock são marcas comerciais registadas da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido.

