

# Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

# Dale® Medical Products



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

# Dale® Medical Products

## BreezeLock® Endotrakealtubhållare

passar till endotrakealtubstorlekar 7,0-10,0 mm  
**Innehåll:** 1 st: nackband, 273 självhäftande bas, tejprulle

### Appliceringsanvisningar

1. Rengör tuben. Låt den torka.
2. Applicera den självhäftande basen. (A) Följ anvisningarna på förpackningen till 273.
3. Tryck nackbandet mot den självhäftande basens kardborrematerial och se till att SPÅRET är centrerat ovanför patientens mun. (B)
4. Öppna fästflikarna vid nackbandets båda ändar och vira bandet runt huvudet omedelbart under örönen. Fäst fästflikarna på utsidan av nackbandet.
5. Lyft upp DALE-ÖVERLÄGGET. Positionera KANALEN över endotrakealtuben. Tryck fast DALE-ÖVERLÄGGET över SPÅRET och nackbandet så att det sitter säkert i rätt position.
6. Steg för att tejpa fast tuben i KANALEN:
  - Med tuben vilande fritt under KANALEN, vira en 15 cm lång remsa av den medföljande tejpen ett varv runt tuben. (C)
  - Tryck ner TUBKANALEN på tuben.
  - Vira tejpen stadigt runt tuben och KANALEN i en framåtriktad spiralarörelse. (D)
  - Valfritt: Vira tejpen minst 2,5 cm utanför TUBKANALENS ände.

7. Säkerställ att nackbandet sitter säkert genom att justera fästflikarna efter behov.
  - Byt ut tejpen på KANALEN efter behov.
  - Byt ut produkten efter tre dagar eller tidigare om nödvändigt.
  - Bedöm patientens hud och medicinska tillstånd före applicering, så att hudsår eller hudrifter undviks. Övervaka området en gång per dag eller oftare.

### Omplacering av Tuben

Håll den tejpad KANALEN med ena handen och lyft upp DALE-ÖVERLÄGGET från SPÅRET. Dra KANALEN för att flytta tuben till önskad plats. Tryck ned DALE-ÖVERLÄGGET igen över SPÅRET och nackbandet så att tuben säkras i rätt position.

### Borttagning

Produkten ska tas av försiktigt så att huden inte skadas. Applicera hudrengöringsmedel på nytt om en annan enhet ska appliceras.

Dale rekommenderar att endotrakealtuben placeras om ofta för att förhindra skada på läpparna och underliggande vävnader orsakad av det konstanta trycket.

Dale rekommenderar starkt att ventilatorslangen stöts så att trycket på patientens ansikte minskas.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt. För att se en appliceringsvideo, gå till [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) Ej tillverkad med naturgummilatex.

Patent [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale & BreezeLock är registrerade varumärken som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien.

