

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale®

Medical Products

BreezeLock® อุปกรณ์ยึดท่อหายใจ

ใช้ได้พอดีกับอุปกรณ์ยึดท่อหายใจขนาด 7.0-10.0 มม.
เนื้อหา: ทังยึดคอตข้างละอัน, 273 ฐานกาวยึดคอต, ฝั้วแทน

วิธีการใช้งาน

1. ทำความสะอาดก่อนแล้วปล่อยให้แห้ง
2. ใช้ฐานกาวยึดคอต (A) ปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หมายเลข 273 .
3. กดหัวยึดคอตลงบนขอเกี่ยวที่ขั้วของฐานกาวยึดคอต ต้องแน่ใจว่า แนวลีฟ้า (TRACK) อยู่ตรงกลางเหนือปากของผู้ป่วย. (B)
4. เปิดแผงเกี่ยวที่ปลายทั้งสองข้างของหัวยึดคอตแล้วพันโอเวอร์ลอปรีซเซได้หัวยึดคอตเกี่ยวเข้ากับด้านนอกของหัวยึดคอต.
5. ยก DALE OVERLAY ออก จัดวางช่องเปิดเหนือหลอด ET กด DALE OVERLAY ตามแนวลีฟ้า (TRACK) และหัวยึดคอตเพื่อให้อยู่ในตำแหน่ง.
6. ขั้นตอนการติดเทปเพื่อเข้ากับช่องเปิด :
 - โดยที่ให้อาંગอยู่ที่ช่องเปิด พันเทปกว้างที่มีความยาว 6" x 1/2 นิ้วรอบ ๆ ท่อ. (C)
 - กดช่องต่อท่อช่วยหายใจลงบนท่อ .
 - พันผ้าเทปให้แน่นโดยพันให้เป็นรูปก้นหอยรอบ ๆ ท่อและช่องเปิด. (D)
 - ทางเลือก : พันผ้าเทปให้อยู่เหนือช่องต่อท่ออย่างน้อย 1"
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวยึดคอตกระชับมั่นคงดีด้วยการลองปรับแผงเกี่ยวยึดตามความเหมาะสม
 - เปลี่ยนผ้าพันบนช่องเปิดตามความจำเป็น
 - เปลี่ยนอุปกรณ์ตั้งแต่ 3 วันหรือเร็วกว่านั้นหากจำเป็น
 - เพื่อป้องกันการเกิดแผลเปื่อยที่ผิวหนัง หรือผิวหนังอักเสบ ให้ตรวจสภาพผิวของผู้ป่วยและภาวะทางการแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ คอยเฝ้าดูสภาพการใช้งานทุกวันหรือให้บ่อยขึ้น

การปรับตำแหน่งท่อช่วยหายใจ

ขณะถือช่องเปิดที่ปิดเทปไว้ด้วยมือหนึ่ง ให้ยก DALE OVERLAY ออกจากแนวลีฟ้า (TRACK) เลื่อนช่องเปิดเพื่อย้ายตำแหน่งท่อตามที่ต้องการ กด DALE OVERLAY ตามแนวลงบนแนวลีฟ้า (TRACK) และหัวยึดคอตเพื่อให้ท่ออยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง

การถอดออก

ถอดอุปกรณ์ออกด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่ผิวหนัง เตรียมและทำความสะอาดผิวหนังอีกครั้งหากต้องใช้อุปกรณ์อื่น

Dale ขอแนะนำให้ปรับตำแหน่งท่อช่วยหายใจให้บ่อยขึ้น เพื่อช่วยป้องกันการได้รับบาดเจ็บที่ริมฝีปากและเนื้อเยื่อข้างใต้เนื่องจากถูกแรงกดทับเป็นเวลานาน

Dale ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้มีการหมุนรองชุดช่วยหายใจ เพื่อลดแรงกดบนใบหน้าของผู้ป่วย

สำหรับใช้กับผู้ป่วยรายเดียว ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
สำหรับวิธีอื่นแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com
ไม่ได้รับผลิตจากงานจากกรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ www.dalemed.com/patents
Dale & BreezeLock เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

