

# Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

# Dale® Medical Products



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
www.dalemed.com

EC REP

**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

# Dale®

Medical Products

## BreezeLock® Endotracheal Tüp Tutucu

7,0-10,0 mm büyüklüğünde endotrakeal tüpler için uygundur  
**İçeriği:** Birer adet - boyun bandı; 273 Yapışkan Taban; bant rulosu

### Uygulama Talimatı

1. Tüpü temizleyin. Kurumasını bekleyin.
2. Yapışkan Tabanı uygulayın. (A) 273 ambalajı üzerindeki yönergelere uyun.
3. İZ'in hastanın ağzının üzerinde ortalanmasını sağlayıp boyun bandını Yapışkan Tabanın kanca kısmı üzerine bastırın. (B)
4. Boyun bandının her iki ucunda bulunan tutturucu şeritleri açın ve bandı kulakların hemen altından bağ etrafında sarın. Tutturucu şeritleri boyun bandının dışına tutturun.
5. DALE KAPLAMAYı kaldırın. KANALı ET tüpünün üzerine yerleştirin. Konumu sabitlemek için DALE KAPLAMAYı İZ ve boyun bandı boyunca bastırın.
6. Tüpü KANAL'a bantlama adımları:
  - Tüp KANAL'ın altında serbest konumdayken tüpün etrafına temin edilen 15 santimetrelük uzun parça yapışkan bandı 1 kat sarın. (C)
  - Tüp KANAL'ın tüpün üzerine aşağı bastırın.
  - Bandı tüp ve KANAL'ın etrafına ileri doğru spiral hareketle sıkıca sarın. (D)
  - İsteğe bağlı: Bandı Tüp KANAL'ının ucundan sonra en az 2,5 cm uzanacak şekilde edin.
7. Tutturucu şeritleri gerektiği şekilde tekrar ayarlayarak boyun bandı güvenliğini sağlayın.
  - KANAL'daki bandı gerekirse değiştirin.
  - Cihaz 3 günden sonra veya gerekirse daha erken değiştirin.
  - Cilt ülserasyonlarını veya ciltte açılmayı önlemek için uygulama öncesinde hastanın cilt durumunu ve genel sağlık durumunu değerlendirin. Günlük olarak veya daha sık kontrol edin.

### Tüpün Tekrar Konumlandırılması

Bir elle bantlı KANAL'ı tutarken, DALE KAPLAMAYı İZ'in üzerinden kaldırın. Tüpü istenen konuma hareket ettirmek için KANAL'ı kaydırın. Tüpün konumunu yerine sabitlemek için DALE KAPLAMAYı tekrar İZ ve boyun bandına bastırın.

### Çıkarma

Cilt travmasını önlemek için cihaz dikkatle çıkarılmalıdır. Başka bir cihaz uygulanacaksa yeniden Skin Prep sürün.

Dale dudaklar ve alttaki dokuların sürekli baskın nedeniyle zarar görmesini önlemeye yardımcı olmak için **endotrakeal tüpün sık sık yeniden konumlandırılmasını önermektedir.**

Dale hastanın yüzü üzerindeki basıncı azaltmak için **ventilatör tüpünün desteklenmesini kuvvetle önermektedir.**

Tek hastada kullanılmak üzere üretilmiştir. Atılabilir.

Uygulama videosu için lütfen [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) web sitesine gidiniz.

Doğal kauçuk lateks içermez.

Patent [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale & BreezeLock, Dale Medical Products, Inc. için şirketinin ABD, AB ve İngiltere'deki tescilli ticari markalarıdır.

