

Soutien-gorge Post-chi<u>rurgical</u> Instructions pour l'Application

- 1. Détachez les bretelles et placez le soutien-gorge en dessous de la patiente.
- 2. Saisissez les deux côtés du soutien-gorge et appuyez pour les connecter. Vous constaterez une certaine tension.
- 3. Attachez les bretelles à l'avant du soutien-gorge, en haut de la bande.
- 4. Le soutien-gorge peut être ajusté facilement en détachant les attaches à l'avant et au niveau



Le soutien-gorge post-chirurgical Dale peut également être appliqué sans détacher les bretelles en guidant doucement les bras de la patiente à travers les bretelles.

Blanchissage et entretien

Laver en machine à l'eau tiède. Laisser sécher à l'air.

Ne pas utiliser d'eau de Javel.

Ne pas repasser.

Ne pas nettoyer à sec.

Usage réservé à une seule patiente. Jetable après usage. Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.



Dale Medical Products, Inc. 40 Kenwood Circle • Suite 7 Franklin, MA 02038-3298, USA

T: +1-508-695-9316 www.dalemed.com



MDSS GmbH Schiffgraben 41 D-30175 Hannover, Germany

MDSS CH GmbH Laurenzenvorstadt 61

