

Biustonosz Pooperacyjny

Instrukcja Zakładania

1. Odpiąć paski i umieścić stanik pod pacjentką.
2. Chwyć biustonosz po obu stronach i ściśnij go. Powinno być wyczuwalne lekkie napięcie.
3. Zamocować paski z przodu stanika w górnej części opaski.
4. Biustonosz można łatwo dopasować, rozpinając zapięcia z przodu i regulując ramiączka.



Alternatywny Sposób Aakładania

Biustonosz pooperacyjny Dale można założyć również bez odpinania ramiączek, delikatnie przepuszczając ramiona pacjentki przez ramiączka.

LPranie i Dbłość



Prać w pralce w ciepłej wodzie.



Rozwiesić w celu wysuszenia.



Nie używać wybielaczy.



Nie prasować.



Nie czyścić chemicznie.

Do użycia u jednego pacjenta. Produkt jednorazowego użytku.

Wideo z instrukcją zakładania dostępne jest na stronie www.dalemed.com

Nie zawiera lateksu naturalnego.

Powiadomienie dla użytkownika i/lub pacjenta;
jakikolwiek ciężkie zdarzenie, które wystąpi w związku z tym wyrobem należy zgłosić do producenta i właściwego organu kraju członkowskiego, na terenie którego użytkownik i/lub pacjent ma swoją siedzibę.

Dale jest zarejestrowanym znakiem towarowym Dale Medical Products, Inc. w Stanach Zjednoczonych, UE i Wielkiej Brytanii.



Dale Medical Products, Inc.

40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

