



Soportes Para Sonda Foley Hold-n-Place®



Características Clave

- ◆ La banda para pierna, hecha íntegramente de material suave y elástico, distribuye la compresión de manera uniforme alrededor del muslo para evitar presión en la circunferencia. Perfecta para sondaje prolongado*
- ◆ El parche adhesivo, con su base adhesiva que no daña la piel, es ideal para sondaje de corta duración
- ◆ Los dispositivos de fijación permiten una colocación rápida y facilitan el ajuste
- ◆ Los soportes se pueden usar con la misma eficacia con todas las sondas Foley, incluidas las recubiertas con Teflon, plata y silicona
- ◆ La banda para pierna/cintura es ideal para pacientes obesos
- ◆ Fabricados sin látex de goma natural

Además de ahorrar el valioso tiempo del personal de enfermería, los soportes para sonda Foley Hold-n-Place de Dale estabilizan la sonda permanente. Esto reduce la probabilidad de trauma al retirar la sonda pero no limita la movilidad del paciente ni irrita la piel.

Sistema de Cierre Simplificado

Todos los soportes para sonda Foley Hold-n-Place de Dale cuentan con singulares sistemas de fijación que mantienen la sonda firmemente en su lugar, lo que reduce el riesgo de erosión de la uretra, espasmo vesical y trauma. Los dispositivos de fijación permiten una colocación rápida y facilitan el ajuste.

Los soportes se pueden usar con la misma eficacia con todas las sondas Foley, incluidas las recubiertas con Teflon™, plata y silicona.

N.º de producto	Descripción	Cantidad
150	Parche adhesivo Hold-n-Place Talla única adecuada para la mayoría de los pacientes	50/caja
316	Banda para pierna Hold-n-Place Para hasta 76 cm (30 pulg.)	10/caja
330	Banda para pierna/cintura Hold-n-Place Para hasta 142 cm (56 pulg.)	10/caja

Códigos HCPCS: Parche adhesivo - A4333 | Banda para pierna - A4334 | Banda para cintura - A4335

Directrices de CMS: A partir de octubre de 2008 Medicare no dará reembolsos a hospitales por complicaciones intrahospitalarias como infecciones del tracto urinario causadas por sondas. Las infecciones nosocomiales son costosas. Incorpore los soportes para sonda Foley Dale Hold-n-Place en el protocolo de su hospital.

*WOCN recomienda estabilizar las sondas Foley con un sistema de fijación adhesivo o una correa para sondas.

**Los CDC indican que las sondas permanentes deben fijarse bien después de la inserción para evitar su movimiento y la tracción de la uretra.

***OSHA recomienda fijar las sondas de uso médico.

Soportes para sonda Foley Hold-n-Place

Características	Ventajas Clínicas	Parche Adhesivo	Banda para Pierna
Exclusivas lengüetas de fijación para sonda Foley	<ul style="list-style-type: none"> Fija todos los tipos de sondas Foley No hay peligro de elegir un tamaño incorrecto La sonda no se puede deslizar fuera de su posición Reduce el riesgo de erosión de la uretra Reduce el riesgo de trauma al retirar la sonda Estabiliza la sonda Foley para evitar que se empuje y se desplace accidentalmente El adhesivo reutilizable y la lengüeta de fijación verde se pueden volver a colocar varias veces Simplifica el cuidado de la sonda Foley Permite el uso de tracción sobre la sonda Foley 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Perfil plano	<ul style="list-style-type: none"> Diseñado para reducir la probabilidad de que la sonda se enrede en la cama o la ropa Previene el desplazamiento de la sonda 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓
Sin piezas de plástico duro	<ul style="list-style-type: none"> Reduce la probabilidad de irritación y deterioro de la piel porque no tiene componentes de plástico duro 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓
Versátil	<ul style="list-style-type: none"> Tamaño único para todas las sondas Foley Se puede fijar en el puerto bifurcado de la sonda Foley Se puede fijar al tubo de la bolsa de drenaje Adhesivo con referencia SKU única sirve para pacientes con piernas de cualquier dimensión Bandas para pierna con dos referencias SKU sirven para pacientes con piernas de cualquier dimensión Se puede colocar sobre el abdomen† 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Base adhesiva fiable	<ul style="list-style-type: none"> Resistente al agua, delicada con la piel Es posible escribir los datos del paciente en la superficie de la base No deja residuos en la piel del paciente Adherencia a la piel por hasta tres días 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓
Material elástico suave y flexible	<ul style="list-style-type: none"> No restringe el flujo sanguíneo en venas superficiales ni profundas Mantiene su posición en la pierna independientemente de si el paciente deambula o está en cama Permite cambiar la banda de una pierna a otra para disminuir la irritación del meato y las lesiones cutáneas Elimina la irritación y el deterioro de la piel causados por la aplicación repetida de cinta adhesiva 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓
Mayor comodidad para el paciente	<ul style="list-style-type: none"> Permite realizar actividades diarias normales sin temor a que la sonda Foley se salga de su lugar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓
Fijación de corto plazo		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓
Fijación de largo plazo			<ul style="list-style-type: none"> ✓
Fabricado sin látex de goma natural	<ul style="list-style-type: none"> Elimina las reacciones del paciente y el personal al látex 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓

†330 Banda para pierna/cintura para pacientes obesos

Más Información

