

Hold-n-Place®

Mehrzweck-Schlauchhalter



Der Dale Hold-n-Place Mehrzweck-Schlauchhalter hat eine hautfreundliche, atmungsaktive, klebende Basis, die eine Vielzahl von Kathetern und Schläuchen von 12Fr bis 40Fr sichert, einschließlich: Jackson-Pratt, PEG-Schläuche, suprapubische Schläuche, IV-Leitungen, Brustschläuche, Foley-Katheter, Drainageschläuche und Multi-Port-Katheter.

Vereinfachtes Verschlusssystem

Der Halter verfügt über einen einzigartigen Klettverschluss, der den Schlauch sichert, ohne die Bewegung einzuschränken oder die Haut zu reizen. Sein einfaches Design beschleunigt die Anwendung und Anpassung.

Der Mittelteil enthält optionalen Klebstoff:

- + Mit aufgesetztem Liner** – sorgt für einen sicheren, klebstofffreien Halt.
- + Mit entferntem Liner** – bietet eine Klebeverriegelung um den Schlauch.

Kompatibel mit allen Schlauchtypen, einschließlich Teflon™, Silber und silikonbeschichteten Kathetern.

Hauptmerkmale

- ◆ Kompatibel mit einer breiten Palette von Kathetern und Schläuchen (12Fr-40Fr), einschließlich Teflon™, Silber und silberbeschichteten Optionen für den standardisierten Einsatz.
- ◆ Die hautfreundliche, atmungsaktive Klebebasis ermöglicht ein sicheres Tragen für bis zu 7 Tage.
- ◆ Einfach aufzutragende Basis mit einzigartigem Verschluss für schnellere Anwendung und einfache Anpassungen.
- ◆ Bietet eine Auswahl an klebenden oder nicht klebenden Schlauchhalterungen.
- ◆ DEHP-frei und nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.

Produkt Nr.	Beschreibung	Anzahl
150	Mehrzweck-Schlauchhalter Hold-n-Place Passend für Katheter und Schläuche 12fr-40fr	50/schachtel

HCPCS-Codes: Pflaster - A4333



Mehrzweck-Schlauchhalter Hold-n-Place®

Eigenschaften	Klinische Vorteile
Basis	■ Hohe Atmungsaktivität und nicht saugfähige Oberfläche für einen längeren Gebrauch (bis zu 7 Tage). ■ Abgerundete, konturierte Kanten und eine hohe Hautklebkraft verhindern ein vorzeitiges Abheben. ■ Größe für die meisten Erwachsenen und Pädiatrie. ■ Beschreibbare Oberfläche.
Untertauchen	■ Entwickelt, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass der Schlauch am Bett oder an der Kleidung hängen bleibt. ■ Kein Floppy-Verschluss, wodurch Gewebereizungen reduziert werden. ■ Hilft, Schlauchablösungen zu verhindern.
Exklusives Verschlusssystem	■ Sichert eine Vielzahl von Kathetern und Schläuchen, Größen 12fr-40fr. ■ Keine Angst vor der Wahl der falschen Größe, ein Produkt passt am besten und reduziert den Lagerbestand. ■ Passende Klettverschlüsse verriegeln den Verschluss. ■ Katheter/Schlauch kann adhäsiv oder nicht adhäsiv fixiert werden. ■ Reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Verlagerung. ■ Stabilisiert Katheter/Schlauch, um Kolbenbildung zu verhindern. ■ Die wiederverschließbare Klebelasche ermöglicht eine mehrfache Neupositionierung des Katheters/der Schläuche. ■ Vereinfacht die Katheter-/Schlauchpflege.
Keine harten Kunststoffteile	■ Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Hautirritationen und Hautabbau. ■ Keine harten Kunststoffkomponenten, die sich in die Haut eingraben lassen.
Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt	■ Beseitigt Latexreaktionen von Patienten und Betreuern.

Mehr Erfahren

