

Hold-n-Place®

Soporte Multipropósito para Tubos



El Dale Hold-n-Place Multipurpose Tube Holder tiene una base adhesiva transpirable y respetuosa con la piel que asegura una amplia variedad de catéteres y tubos desde 12fr hasta 40fr, incluyendo: Jackson-Pratt, tubos PEG, tubos suprapúbicos, líneas IV, tubos torácicos, catéteres Foley, tubos de drenaje y catéteres multipuerto.

Sistema de Cierre Simplificado

El Holder cuenta con un exclusivo cierre de velcro que asegura el tubo sin restringir el movimiento ni irritar la piel. Su diseño sencillo acelera la aplicación y el ajuste.

La sección central incluye adhesivo opcional:

- + Con el forro puesto** - proporciona una retención segura y sin adhesivos.
- + Con el forro retirado** - ofrece un bloqueo adhesivo alrededor del tubo.

Compatible con todo tipo de tubos, incluidos los catéteres recubiertos de Teflon™, plata y silicona.

Características Principales

- ◆ Compatible con una amplia gama de catéteres y tubos (12Fr-40Fr), incluyendo Teflon™, plata y opciones recubiertas de plata para uso estandarizado.
- ◆ Base adhesiva transpirable y respetuosa con la piel que permite un uso seguro hasta 7 días.
- ◆ Base fácil de aplicar con cierre único para una aplicación más rápida y ajustes sencillos.
- ◆ Ofrece la opción de retención de tubos adhesivos o no adhesivos.
- ◆ Fabricado sin DEHP y látex de goma natural.

Nº de Producto	Descripción	Cantidad
150	Soporte Multipropósito para Tubos Hold-n-Place Se adapta a catéteres y tubos 12fr-40fr	50/caja

Códigos HCPCS: Parche Adhesivo - A4333

Características

Ventajas Clínicas

Base

- Alta transpirabilidad y superficie no absorbente para un uso prolongado (hasta 7 días).
- Los bordes redondeados y contorneados y la alta fuerza de adhesión a la piel evitan el despegue prematuro.
- Talla para adaptarse a la mayoría de los adultos y pediatras.
- Superficie grabable.

Perfil Bajo

- Diseñado para reducir la probabilidad de que el tubo quede atrapado en la cama o en la ropa.
- Sin cierre flexible, lo que reduce la irritación de los tejidos.
- Ayuda a prevenir el desprendimiento del tubo.

Sistema de Cierre Exclusivo

- Asegura una variedad de catéteres y tubos, tamaños 12fr-40fr.
- Sin miedo a elegir el tamaño incorrecto, un producto se adapta a la mayoría, reduciendo el inventario.
- El gancho y el bucle de acoplamiento bloquean el cierre en su lugar.
- El catéter/tubo se puede fijar de forma adhesiva o no adhesiva en su posición.
- Reduce el riesgo de desprendimiento involuntario.
- Estabiliza el catéter/tubo para evitar el pistón.
- La lengüeta adhesiva resellable permite el reposicionamiento del catéter/tubos varias veces.
- Simplifica el cuidado del catéter/tubo.

Sin Piezas de Plástico Duro

- Reduce la probabilidad de irritación y degradación de la piel.
- No hay componentes de plástico duro que puedan penetrar en la piel.

Fabricado sin látex de goma natural

- Elimina las reacciones al látex del paciente y del cuidador.

Más Información

