

Hold-n-Place®

Support de Sonde Polyvalent



Le support de tube multi-usage Hold-n-Place de Dale a une base adhésive, respirante et respectueuse de la peau qui sécurise une grande variété de cathéters et de tubes de 12fr à 40fr, y compris: Jackson-Pratt, tubes PEG, tubes suprapubiens, lignes IV, tubes thoraciques, cathéters Foley, tubes de drainage et cathéters multi-ports.

Système de Fermeture Simplifié

Le support est doté d'une fermeture auto-agrippante unique qui sécurise les tubes sans restreindre les mouvements ni irriter la peau. Sa conception simple accélère l'application et le réglage.

La section centrale comprend un adhésif en option:

- + Avec la doublure laissée allumée** – offre une rétention sûre et sans adhésif.
- + Avec la doublure enlevée** – offre un verrouillage adhésif autour du tube.

Compatible avec tous les types de tubes, y compris les cathéters Teflon™, argentés et revêtus de silicone.

Principales Caractéristiques

- ◆ Compatible avec une large gamme de cathéters et de tubes (12Fr-40Fr), y compris les options Teflon™, Silver et Silver-coated pour une utilisation standardisée.
- ◆ La base adhésive respirante et respectueuse de la peau permet un port sécurisé jusqu'à 7 jours.
- ◆ Base facile à appliquer avec fermeture unique pour une application plus rapide et des réglages simples.
- ◆ Offre le choix de la rétention des tubes adhésifs ou non adhésifs.
- ◆ Sans DEHP et non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Produit N°	Description	Quantité
150	Support de Sonde Polyvalent Hold-n-Place Convient aux cathéters et aux tubes 12fr-40fr	50 para boîte

Codes HCPCS: Timbre Adhésif - A4333



Support de Sonde Polyvalent Hold-n-Place®

Fonctionnalités	Avantages Cliniques
Base	■ Haute respirabilité et surface non absorbante pour une utilisation prolongée (jusqu'à 7 jours). ■ Les bords arrondis et profilés et la force d'adhésion élevée de la peau empêchent le décollement prématuré. ■ Dimensionné pour s'adapter à la plupart des adultes et des enfants. ■ Surface inscriptible.
Compact	■ Conçu pour réduire la probabilité que le tube soit coincé sur le lit ou les vêtements. ■ Pas de fermeture de la disquette, réduisant ainsi l'irritation des tissus. ■ Aide à prévenir le délogement du tube.
Système de Fermeture Exclusif	■ Sécurise une variété de cathéters et de tubes, tailles 12fr-40fr. ■ N'ayez pas peur de choisir la mauvaise taille, un produit convient le mieux, ce qui réduit les stocks. ■ Le crochet et la boucle d'accouplement verrouillent la fermeture en place. ■ Le cathéter/tube peut être fixé en position de manière adhésive ou non adhésive. ■ Réduit le risque de délogement par inadvertance. ■ Stabilise le cathéter/tube pour empêcher le piston. ■ La languette adhésive refermable permet de repositionner le cathéter/les tubes plusieurs fois. ■ Simplifie les soins du cathéter/tube.
Pas de Pièces en Plastique Dur	■ Réduit la probabilité d'irritation cutanée et de lésion cutanée. ■ Aucun composant en plastique dur à creuser dans la peau.
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel	■ Élimine les réactions au latex chez les patients et les soignants.

En Savoir Plus

