

Hold-n-Place®

Supporto per Tubi Multiuso



Caratteristiche Principali

- ◆ È compatibile con una vasta gamma di cateteri e tubi (12Fr-40Fr), tra cui Teflon™, argento e opzioni con rivestimento in argento per un uso standardizzato.
- ◆ La base adesiva traspirante e delicata sulla pelle consente un'usura sicura fino a 7 giorni.
- ◆ Base facile da applicare con chiusura unica per un'applicazione più rapida e semplici regolazioni.
- ◆ Offre la scelta di ritenzione del tubo adesivo o non adesivo.
- ◆ Senza DEHP e non prodotto con lattice di gomma naturale.

Il supporto per tubi multiuso Dale Hold-n-Place ha una base adesiva traspirante e delicata per la pelle che protegge un'ampia varietà di cateteri e tubi da 12 a 40 Fr, tra cui: Jackson-Pratt, tubi PEG, tubi sovrapubici, linee IV, tubi toracici, cateteri Foley, tubi di drenaggio e cateteri multi-porta.

Sistema di Chiusura Semplificato

Il supporto è dotato di un'esclusiva chiusura a strappo che protegge i tubi senza limitare i movimenti o irritare la pelle. Il suo design semplice accelera l'applicazione e la regolazione.

La sezione centrale include adesivo opzionale:

- + **Con la fodera lasciata accesa** – fornisce una ritenzione sicura e priva di adesivi.
- + **Con la fodera rimossa** – offre un bloccaggio adesivo attorno al tubo.

Compatibile con tutti i tipi di tubi, inclusi cateteri rivestiti in Teflon™, argento e silicone.

Prodotto n.	Descrizione	Quantità
150	Supporto per Tubi Multiuso Hold-n-Place Si adatta a cateteri e tubi 12fr-40fr	50/scatola

Codici HCPCS: Cerotto Adesivo - A4333



Supporto per Tubi Multiuso Hold-n-Place®

Caratteristiche	Vantaggi Clinici
Base	■ Elevata traspirabilità e superficie non assorbente per un uso prolungato (fino a 7 giorni). ■ I bordi arrotondati e sagomati e l'elevata forza di adesione cutanea impediscono il decollo prematuro. ■ Dimensionato per adattarsi alla maggior parte degli adulti e dei pediatri. ■ Superficie scrivibile.
Basso Profilo	■ Progettato per ridurre la probabilità che il tubo si impigli sul letto o sui vestiti. ■ Nessuna chiusura flaccida, riducendo così l'irritazione dei tessuti. ■ Aiuta a prevenire lo spostamento del tubo.
Esclusivo Sistema di Chiusura	■ Protegge una varietà di cateteri e tubi, dimensioni 12fr-40fr. ■ Nessun timore di scegliere la taglia sbagliata, un prodotto si adatta di più, riducendo l'inventario. ■ Il gancio e l'anello di accoppiamento bloccano la chiusura in posizione. ■ Il catetere/tubo può essere fissato in posizione in modo adesivo o non adesivo. ■ Riduce il rischio di spostamento involontario. ■ Stabilizza il catetere/tubo per prevenire il pistonaggio. ■ La linguetta adesiva richiudibile consente di riposizionare il catetere/i tubi più volte. ■ Semplifica la cura del catetere/tubo.
Nessuna Parte in Plastica	■ Riduce la probabilità di irritazione cutanea e la degradazione cutanea. ■ Nessun componente in plastica dura da scavare nella pelle.
Non prodotto con lattice di gomma naturale	■ Elimina le reazioni al lattice del paziente e del caregiver.

Scopri di Più

