

Nasogastrale Sondenhalter



Die Dale Nasogastralen Sondenhalter sind ideal für die Befestigung von nasogastralen Ernährungssonden und Absaugschläuchen wie Salem Sump™ Sonden, nasoenterische Ernährungssonden und nasogastrale Darmsonden.

Der Halter bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber Haltern mit Klebeband und anderen selbstklebenden Befestigungen, da er über ein hautfreundliches Haftmaterial verfügt, das schnell und bequem an der Haut der Nase angebracht werden kann. Der Halter kann bis zu 72 Stunden angebracht bleiben. Der Halter zentriert die aus dem rechten oder linken Nasenloch austretende Sonde, wodurch die Sonde in einer natürlicheren Position aus der Nase „heraushängen“ kann.



Hauptmerkmale

- ◆ Einfach zu verwenden
- ◆ Sichere Befestigung aller nasogastralen Sonden
- ◆ Vermeidung von Reizung, Erosion und Nekrose der Nase
- ◆ Trägt zur Vermeidung des versehentlichen Verschiebens oder Herausziehens der Sonde bei
- ◆ Bietet überragende Sicherheit der Schlauchbefestigung
- ◆ Dehnbare Nasenpolster passt sich an unterschiedliche Nasenformen an
- ◆ Nicht haftende Enden ermöglichen das einfache Entfernen des Halters ohne Festkleben an Untersuchungshandschuhen
- ◆ Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt

Produkt Nr.	Beschreibung	Menge
160	Nasogastrale Sondenhalter Groß/Erwachsene	50/Schachtel
161	Nasogastrale Sondenhalter Klein/Jugendliche/Pädiatrisch/Geriatriisch	50/Schachtel

Nasogastrale Sondenhalter

Merkmale	Klinische Vorteile
Hautfreundliches Haftmaterial	<ul style="list-style-type: none">▪ Bietet überragende Sicherheit der Schlauchbefestigung▪ Ermöglicht die sichere Befestigung von Ernährungs sonden und/oder Absaugschläuchen▪ Sanft auf empfindlicher Haut▪ Hält der feuchten Luft einer Sauerstoffmaske stand▪ Hinterlässt nach dem Entfernen keine klebrigen Rückstände auf dem Schlauch oder der Nase
Gewebeausführung	<ul style="list-style-type: none">▪ Luftdurchlässiges Material kann bis zu 3 Tage angebracht bleiben▪ Dehnbares Material passt sich an unterschiedliche Nasenformen an▪ Bequemer als herkömmliches Klebeband
Doppelte Laschen	<ul style="list-style-type: none">▪ Überragende Sicherheit der Sondenbefestigung▪ Verhindert versehentliches Verschieben oder Herausziehen der Sonde▪ Reduzierung der Schlauchbewegung vermeidet Reizungen der Nase▪ Zentriert die Sonde durch die wechselseitige Zugwirkung der darüber und darunter angeordneten Laschen im Nasenloch▪ Für eine einzelne Sonde bestimmt▪ Sicherer als Klebeband
Nicht haftende Enden	<ul style="list-style-type: none">▪ Lasche zum „Starten“ ermöglicht das einfache Anbringen am und Entfernen vom Schlauch▪ Da keine Schnitte erforderlich sind, besteht keine Gefahr, dass die Sonde versehentlich durchgetrennt wird▪ Einfach mit Handschuhen zu verwenden
Bequem und praktisch	<ul style="list-style-type: none">▪ Ermöglicht einer einzigen Person den Wechsel des Halters, ohne auf anderes Pflegepersonal warten zu müssen
Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt	<ul style="list-style-type: none">▪ Eliminiert allergische Reaktionen von Patient und Pflegepersonal auf Latex

Erfahren Sie Mehr

