

Porte-sonde NasoGastric



Les porte-sonde naso-gastrique Dale sont idéals pour le maintien des sondes d'alimentation et d'aspiration naso-gastriques telles que les sondes de Salem Sump™, les sondes gastriques de Levin, les sondes d'alimentation naso-entériques et les sondes naso-jéjunales.

Ils constituent une amélioration par rapport aux bandes adhésives et autres types de supports adhésifs, car leur surface adhère rapidement et confortablement à la peau du nez sans l'abîmer. Ils peuvent rester en place pendant un maximum de 72 heures. Ils permettent de positionner la sonde sortant de la narine droite ou gauche au centre du nez afin de placer la sonde dans une position plus naturelle.



Principales Caractéristiques

- ◆ Facile à utiliser
- ◆ Maintient en place en toute sécurité toutes les sondes naso-gastriques
- ◆ Prévient les irritations nasales, les érosions et les nécroses
- ◆ Aide à prévenir les désassemblages et retraits accidentels de la sonde
- ◆ Apporte une sécurité maximale à la sonde
- ◆ La bande nasale s'étire et s'adapte à la forme du nez
- ◆ Les extrémités non collantes permettent au support d'être retiré facilement sans coller aux gants d'examen
- ◆ Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

Produit N°	Description	Quantité
160	Porte-sonde NasoGastric Grand / Adulte	50 par boîte
161	Porte-sonde NasoGastric Petit / Jeune Adulte / Pédiatrie / Gériatrie	50 par boîte

Porte-sonde NasoGastric

Caractéristiques	Avantages Cliniques
Matière adhésive respectueuse de la peau	<ul style="list-style-type: none">■ Apporte une sécurité maximale à la sonde■ Maintient en place en toute sécurité les sondes d'alimentation et/ou d'aspiration■ Respecte les peaux délicates■ Résiste à l'air humidifié des masques à oxygène■ Ne laisse aucun résidu collant sur la sonde ou le nez une fois retiré
Bande en tissu	<ul style="list-style-type: none">■ La matière respirante peut être laissée en place pendant un maximum de 3 jours■ Matière étirable pour s'adapter à toutes les formes de nez■ Plus confortable que les bandes adhésives classiques
Double languette	<ul style="list-style-type: none">■ Apporte une sécurité maximale à la sonde■ Préviend les désassemblages et retraits accidentels de la sonde■ Limite les mouvements de la sonde afin d'éviter les irritations nasales■ Positionne la sonde au centre de la narine grâce à la force de maintien exercée par les languettes d'enroulement supérieure et inférieure■ Peut être utilisé pour une sonde■ Offre plus de sécurité que les bandes adhésives
Extrémités non collantes	<ul style="list-style-type: none">■ La languette d' « amorçage » facilite la pose et le retrait de la sonde■ Ne nécessite aucune découpe. Aucun risque de sectionner accidentellement la sonde n'est à craindre.■ Facile à utiliser avec des gants
Confortable et pratique	<ul style="list-style-type: none">■ Permet au personnel infirmier de changer le support de sonde en toute autonomie sans devoir attendre de l'aide d'autres personnes
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel	<ul style="list-style-type: none">■ Évite tout risque de réaction pour les patients et les professionnels de santé

En Savoir Plus

