

Tracheostomietubushalter



Dale Tracheostomietubushalter vermeiden die mit Twill- und anderen Haltern verbundenen Probleme und reduzieren gleichzeitig sekundäre Komplikationen auf ein Minimum.

Hauptmerkmale

- ◆ Feuchtigkeitsabweisendes Futter des Nackenbands reduziert das Risiko von wunden Stellen durch Minimierung der von der Haut absorbierten Feuchtigkeit
- ◆ Einstellbares zweiteiliges Nackenband
- ◆ PediPrints® Serie bietet lustige, beruhigende Muster für Kinder†
- ◆ Befestigungsglaschen können schnell und einfach an Tracheostomietuben beliebiger Größe angebracht werden
- ◆ Stretchmaterial‡ ermöglicht Hustenreflex, kann Schwellungen aufnehmen und sorgt für festen Sitz, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen
- ◆ Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt

† Am 241 und 242 Tubushalter ‡ Am 240 Blue® Tubushalter

Produkt Nr.	Beschreibung	Menge
240	240 Blue® 2,54 cm (1") breites Nackenband, passt bis zu 49,5 cm (19,5") Halsumfang	10/Schachtel
241	241 PediPrints® 2,54 cm (1") breites Nackenband, passt bis zu 46 cm (18") Halsumfang	10/Schachtel
242	242 PediPrints® 1,91 cm (0,75") breites Nackenband, passt bis zu 23 cm (9") Halsumfang	10/Schachtel
244	244 Blue® 3,81 cm (1,5") breites Nackenband, passt bis zu 71 cm (28") Halsumfang	10/Schachtel

HCPCS-Code A7526 • Patent dalemed.com/patents

Tracheostomietubushalter

Merkmale	Klinische Vorteile
Schnellbefestigungslaschen	<ul style="list-style-type: none">▪ Einfache Einführung durch den Flansch einer Tracheostomieplatte beliebiger Größe▪ Trägt zur Vermeidung von Bewegungen der Tracheostomieplatte bei▪ Patentierte konische Befestigungslasche (nur 244 Blue*)▪ Sichere Befestigung der Tracheostomieplatte▪ Ermöglicht den einfachen Austausch von Tubushalter und Tracheostomieverbänden▪ Sorgt auch bei feuchten Laschen für eine sichere Befestigung
Feuchtigkeitsabweisendes Futter	<ul style="list-style-type: none">▪ Sanft sogar auf empfindlicher Haut▪ Trägt zur Trockenhaltung des Halses bei, vermeidet Exkoration der Haut im Halsbereich
Einstellbares Nackenband	<ul style="list-style-type: none">▪ Kann zur Befestigung an den meisten Patienten, von Kindern bis zu Erwachsenen, angepasst werden▪ Breite reduziert Rollen oder Falten▪ Ermöglicht schnelle und einfache Einstellung des Nackenbands▪ Bequemes, gepolstertes Nackenband dringt nicht in die Haut ein
Stretchmaterial am Nackenband (nur 240 Blue*)	<ul style="list-style-type: none">▪ Ermöglicht Aufnahme von Schwellungen und Hustenreflex▪ Kann das Gewicht des Beatmungsschlauchsystems aufnehmen▪ Behält einen festen, bequemen Sitz bei
PediPrints®	<ul style="list-style-type: none">▪ Beruhigende Muster für Patient und Pflegepersonal
Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt	<ul style="list-style-type: none">▪ Eliminiert allergische Reaktionen von Patient und Pflegepersonal auf Latex

Erfahren Sie Mehr

