

Soportes para Tubos de Traqueostomía



Los Soportes para tubos de traqueostomía Dale eliminan las dificultades de las cintas de sarga y otros soportes, a la vez que reducen las complicaciones secundarias.

Características clave

- ◆ El revestimiento absorbente de la correa para el cuello aminora el riesgo de daño de la piel porque reduce la humedad que se absorbe
- ◆ Correa para cuello ajustable de dos piezas
- ◆ La serie PediPrints® viene en estampados divertidos y reconfortantes para los niños†
- ◆ Las lengüetas de sujeción se acoplan rápida y fácilmente a tubos de traqueostomía de cualquier tamaño
- ◆ El material elástico‡ permite el reflejo de la tos, se adapta al edema y proporciona un ajuste ceñido sin comprometer la seguridad
- ◆ Fabricado sin látex de goma natural

† En los soportes para tubos 241 y 242 ‡ En el soporte para tubos 240 Blue®

| N.º de producto | Descripción | Cantidad |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 240 | 240 Blue® Correa de 2,54 cm (1 pulg.) de ancho para cuello de hasta 49,5 cm (19,5 pulg.) | 10/caja |
| 241 | 241 PediPrints® Correa de 2,54 cm (1 pulg.) de ancho para cuello de hasta 46 cm (18 pulg.) | 10/caja |
| 242 | 242 PediPrints® Correa de 1,91 cm (0,75 pulg.) de ancho para cuello de hasta 23 cm (9 pulg.) | 10/caja |
| 244 | 244 Blue® Correa de 3,81 cm (1,5 pulg.) de ancho para cuello de hasta 71 cm (28 pulg.) | 10/caja |

Código HCPCS A7526 • Patentes dalemed.com/patents

Soportes para Tubos de Traqueostomía

| Características | Ventajas Clínicas |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lengüetas de sujeción rápida | <ul style="list-style-type: none">▪ Fáciles de pasar por el ojal de la lámina de tubos de traqueostomía de cualquier tamaño▪ Previenen el movimiento de la lámina del tubo de traqueostomía▪ Lengüeta de sujeción ahusada patentada (únicamente 244 Blue®)▪ Mantienen el tubo de traqueostomía firmemente en su lugar▪ Permiten cambiar fácilmente el soporte del tubo y los apósitos traqueales▪ Permanecen en su lugar aunque las lengüetas se hayan mojado |
| Revestimiento absorbente | <ul style="list-style-type: none">▪ Suave aun con la piel delicada▪ Mantiene el cuello seco y previene la excoriación de la piel del cuello |
| Correa ajustable para el cuello | <ul style="list-style-type: none">▪ Se adapta a la mayoría de los pacientes, desde pediátricos hasta adultos▪ Su anchura restringe que se enrolle o se doble▪ Ajuste rápido y sencillo▪ Correa acolchada cómoda que no se hunde en la piel |
| Correa del cuello de material elástico (únicamente 240 Blue®) | <ul style="list-style-type: none">▪ Se adapta al edema y permite el reflejo de la tos▪ Soporta el peso del circuito del respirador▪ Mantiene un ajuste cómodo y ceñido |
| PediPrints® | <ul style="list-style-type: none">▪ Diseños reconfortantes para el paciente y el personal |
| Fabricado sin látex de goma natural | <ul style="list-style-type: none">▪ Elimina las reacciones del paciente y el personal al látex |

Más Información

