

Fixations pour Canule de Trachéotomie



Les fixations pour canule de trachéotomie Dale suppriment le sentiment de mal être lié au tour de cou en tissu sergé et aux autres dispositifs de maintien tout en limitant simultanément les complications secondaires.

Principales Caractéristiques

- ◆ La doublure anti-humidité de la bande de cou réduit le risque de lésion cutanée en diminuant la quantité d'humidité absorbée
- ◆ Bande de cou ajustable en deux parties
- ◆ Les modèles de la gamme PediPrints® sont à la fois gais et réconfortants pour les enfants†
- ◆ Les languettes d'attache se fixent facilement et rapidement aux canules de trachéotomie de toute taille
- ◆ Le matériau élastique‡ permet de ne pas faire obstacle aux réflexes de la toux, s'adapte en cas d'œdème et assure un ajustement parfait sans compromettre la sécurité
- ◆ Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

† Supports de sonde 241 et 242 ‡ Supports de sonde 240 Blue®

| Produit N° | Description | Quantité |
|------------|--|--------------|
| 240 | 240 Blue® Bande de 2,54 cm pour des tours de cou jusqu'à 49,5 cm | 10 par boîte |
| 241 | 241 PediPrints® Bande de 2,54 cm pour des tours de cou jusqu'à 46 cm | 10 par boîte |
| 242 | 242 PediPrints® Bande de 1,91 cm pour des tours de cou jusqu'à 23 cm | 10 par boîte |
| 244 | 244 Blue® Bande de 3,81 cm pour des tours de cou jusqu'à 71 cm | 10 par boîte |

HCPCS Code A7526 • Brevets dalemed.com/patents

Fixations pour Canule de Trachéotomie

Caractéristiques

Avantages Cliniques

Languettes à fixation rapide

- Facile à introduire, quelle que soit la taille de la collerette de la chemise externe
- Aide à éviter le déplacement de la chemise externe
- Languette de fixation effilée brevetée (244 Blue® uniquement)
- Maintient en place en toute sécurité la canule de trachéotomie
- Facilite le changement des fixations de canule et des pansements de la trachéotomie
- Reste en place même si les languettes sont humides

Doublure anti-humidité

- Respecte toutes les peaux, même les plus délicates
- Aide à garder le cou au sec, prévient l'excoriation de la peau du cou

Bande de cou ajustable

- S'adapte à la plupart des patients, aussi bien les adultes que les enfants
- Limite le risque d'enroulement ou de pli
- Ajustement facile et rapide de la bande de cou
- Bande de cou confortable et rembourrée qui ne s'enfonce pas dans la peau

Matériau extensible sur la bande de cou (240 Blue® uniquement)

- S'adapte en cas d'œdème et ne fait pas obstruction aux réflexes de la toux
- Supporte le poids des tubulures de ventilateur
- Assure un ajustement sûr et confortable

PediPrints®

- Motifs réconfortants pour le patient et les professionnels de santé

Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

- Évite tout risque de réaction pour les patients et les professionnels de santé

En Savoir Plus

