

# Supporti per Tubo Endotracheale



Post-intubazione, i supporti Dale per tubo endotracheale stabilizzano in modo affidabile i tubi (da 7,0 a 10,0 mm di diametro), su pazienti sia proni, sia supini.

## Canale del Tubo

- ◆ Il binario del tubo permette di riposizionare facilmente e rapidamente il tubo ET \*(280)
- ◆ Facilita l'accesso ai fini delle cure orali
- ◆ Previene l'ingincchiamento o l'appiattimento del tubo
- ◆ Riduce al minimo i movimenti del tubo ET, contribuendo a evitarne l'estubazione accidentale

## Base Adesiva

- ◆ Può rimanere in posizione per un massimo di 3 giorni
- ◆ Facile da modificare e semplice da applicare
- ◆ Delicata sulla pelle più sensibile, non produce residui irritanti da rimuovere

N. di cat.	Descrizione	Quantità
270	<b>Stabilock</b> Per tubi endotracheali da 7,0 mm a 10,0 mm	10/scatola
280	<b>BreezeLock® con binario per tubo</b> Per tubi endotracheali da 7,0 mm a 10,0 mm	10/scatola

Brevetto [dalemed.com/patents](http://dalemed.com/patents)

# Supporti per Tubo Endotracheale

## Caratteristiche

## Vantaggi Clinici

### Collare morbido e confortevole

- Il collare a basso profilo può essere applicato a pazienti sia supini sia proni
- Adatto alla maggior parte degli adulti
- Può essere fissato, riposizionato e rimosso in tutta sicurezza
- Facile accesso ai fini delle cure orali
- Comode chiusure a strappo
- Facile da applicare con le mani guantate
- È usabile con o senza rampa linguale

### Base adesiva con striscia di chiusura a strappo

- Può essere mantenuta in posizione per un massimo di 3 giorni
- Gentile sulla pelle delicata
- L'adesione non è influenzata dalla pelle oleosa
- Varie opzioni applicative basate sui bisogni del paziente
- Elimina il trauma causato dalle applicazioni ripetute del cerotto

### Canale del tubo

- Adatto a tubi da 7,0 a 10,0 mm
- Contribuisce a evitare l'inginocchiamento o l'appiattimento del tubo
- Fissa il tubo nell'apposito canale con un forte cerotto (\*cerotto fornito assieme a 280 BreezeLock\*)
- Riduce al minimo i movimenti del tubo ET
- Aiuta a prevenire l'estubazione fortuita del tubo ET

### Binario del tubo

- Permette di riposizionare facilmente il tubo ET da un angolo all'altro della bocca, riducendo il rischio di ledere il labbro a causa della pressione incessante (\*anche il supporto 270 Stabilock è riposizionabile da un angolo all'altro della bocca\*)

### Salvietta per barriera protettiva

- Forma una barriera protettiva legata alla pelle, proteggendo la cute dall'adesivo
- Non irrita la pelle intatta

### Supporti non prodotti in lattice di gomma naturale

- Eliminano le reazioni al lattice di pazienti e personale curante

Ulteriori Informazioni

