


Ljepljiva Podloga

Upute za Primjenu



1. Premažite kožu.
2. Uklonite zaštitnu traku i postavite samoljepljivu podlogu na željeno mjesto (A-C). Prema potrebi odrežite višak.

Podlogu promijenite nakon tri dana ili ranije ako je potrebno.

Napravu pregledajte jednom dnevno ili češće.

Uklanjanje

Podlogu je potrebno oprezno ukloniti da se izbjegnu ozljede kože.

Procijenite stanje kože bolesnika i njegovo zdravstveno stanje prije primjene da se izbjegnu ulceracije ili pucanje kože

Za uporabu na samo jednom bolesniku. Jednokratno.

Video s uputama za primjenu nalazi se na www.dalemed.com

Medicinski proizvodi Dale na raspolaganju su kod vašeg odabranog dobavljača bolničkog/medicinskog materijala.

Ne sadrži prirodni gumeni lateks.

Dale je registrirani zaštitni znak tvrtke Dale Medical Products, Inc. u SAD-u, EU i UK-u



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

