


Klebeplate

Påsettingsanvisninger



1. Påfør hudprepareringsmiddel.
2. Fjern dekkpapiret, og legg klebeplaten på det aktuelle stedet (A-C). Beskjær etter behov.

Bytt klebeplaten etter 3 dager, eller tidligere hvis det er nødvendig.

Overvåk daglig eller oftere.

Fjerning

Klebeplaten skal fjernes forsiktig for å unngå hudtraume.

Forebygg sår og rifter i huden ved å evaluere pasientens hud og helsetilstand før påsetting.

Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale er et registrert varemerke for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

