

Soporte para Tubo Endotraqueal BreezeLock®



El Soporte para tubo endotraqueal BreezeLock de Dale estabiliza fiablemente los tubos endotraqueales (de 7,0 a 10,0 mm) después de la intubación. Puede usarse en pacientes en decúbito supino o prono.

Base Adhesiva

Las opciones de colocación de la base adhesiva permiten un ajuste cómodo y estable para el paciente.



Guía Para el Tubo

- ◆ El deslizador facilita la reubicación del tubo endotraqueal
- ◆ Acceso fácil para dar cuidados bucales
- ◆ Evita que el tubo se retuerza o aplane
- ◆ Reduce el movimiento no intencional del tubo endotraqueal y ayuda a prevenir la extubación accidental

- ◆ Fácil de colocar y modificar.
- ◆ Suave con la piel delicada, y sin residuos que causan irritación al retirarlo.
- ◆ Fija la correa para el cuello a la cara del paciente.
- ◆ Se puede dejar en su lugar hasta 3 días.
- ◆ Fabricado sin látex de goma natural.

N.º de producto	Descripción	Cantidad
280	BreezeLock® con guía para el tubo Para tubos endotraqueales de 7,0 mm-10,0 mm	10/caja

Patente dalemed.com/patents

Soporte para Tubo Endotraqueal BreezeLock

Características

Ventajas Clínicas

Banda suave y cómoda

- Perfil plano que permite su uso en pacientes en decúbito supino o prono
- Dimensiones adecuadas para la mayoría de los adultos
- Colocación, reubicación y reemplazo fáciles y rápidos
- Permite un mejor cuidado bucal
- Prácticos cierres de gancho
- Fácil de colocar con los guantes puestos
- Puede utilizarse con o sin bloque de mordida

Base adhesiva con tira de gancho

- Se puede dejar en su lugar hasta 3 días
- Suave con la piel delicada
- La piel grasosa no afecta al adhesivo
- Varias opciones de colocación según las necesidades del paciente
- Elimina el trauma causado por la aplicación repetida de cinta adhesiva

Canal para el tubo

- Para tubos endotraqueales de 7,0 mm-10,0 mm
- Evita que el tubo se retuerza o aplane
- Fija el tubo en el canal para el tubo con cinta adhesiva resistente suministrada
- Reduce al mínimo el movimiento del tubo endotraqueal
- Previene el desplazamiento accidental del tubo endotraqueal

Guía para el tubo

- Facilita el cambio de posición del tubo endotraqueal de un lado de la boca al otro para reducir el riesgo de lesiones en los labios debido a la presión continua

Barrera protectora

- El recubrimiento de esta barrera se adapta y se pega a la piel para protegerla del adhesivo
- No irrita la piel intacta

Fabricado sin látex de goma natural

- Elimina las reacciones del paciente y el personal al látex

Más Información

