

# Supporto BreezeLock® per Tubo Endotracheale



Post-intubazione, gli affidabili supporti Dale BreezeLock per tubo endotracheale stabilizzano in modo affidabile i tubi (da 7,0 a 10,0 mm di diametro), su pazienti sia proni, sia supini.

## Base Adesiva

Le opzioni applicative della base adesiva consentono di adattarla ai pazienti in tutto comfort e sicurezza.



## Binario del Tubo

- ◆ La slitta permette di riposizionare facilmente il tubo ET
- ◆ Facilita l'accesso ai fini delle cure orali
- ◆ Previene l'ingincchiamento o l'appiattimento del tubo
- ◆ Riduce al minimo i movimenti fortuiti del tubo ET, contribuendo a evitarne l'estubazione fortuita

- ◆ Facile da modificare e semplice da applicare.
- ◆ Delicata sulla pelle più sensibile, non produce residui irritanti da rimuovere.
- ◆ Fissa il collare sul viso del paziente.
- ◆ Può rimanere in posizione per un massimo di 3 giorni.
- ◆ Non prodotto in lattice di gomma naturale

N. di cat.	Descrizione	Quantità
280	<b>BreezeLock® con binario per tubo</b> Per tubi endotracheali da 7,0 mm a 10,0 mm	10/scatola

Brevetto [dalemed.com/patents](http://dalemed.com/patents)

# Supporto BreezeLock per Tubo Endotracheale

## Caratteristiche

## Vantaggi Clinici

### Collare morbido e confortevole

- Il collare a basso profilo può essere applicato a pazienti sia supini sia proni
- Adatto alla maggior parte degli adulti
- Può essere fissato, riposizionato e rimosso in tutta sicurezza
- Facile accesso ai fini delle cure orali
- Comode chiusure a strappo
- È usabile con o senza rampa linguale

### Base adesiva con striscia di chiusura a strappo

- Può essere mantenuta in posizione per un massimo di 3 giorni
- Gentile sulla pelle delicata
- L'adesione non è influenzata dalla pelle oleosa
- Varie opzioni applicative basate sui bisogni del paziente
- Elimina il trauma causato dalle applicazioni ripetute del cerotto

### Canale del tubo

- Adatto a tubi da 7,0 a 10,0 mm
- Contribuisce a evitare l'ingincchiamento o l'appiattimento del tubo
- Fissa il tubo nell'apposito canale con un forte cerotto incluso
- Riduce al minimo i movimenti del tubo ET
- Aiuta a prevenire l'estubazione fortuita del tubo ET

### Binario del tubo

- Permette di riposizionare facilmente il tubo ET da un angolo all'altro della bocca, riducendo il rischio di ledere il labbro a causa della pressione incessante

### Salvietta per barriera protettiva

- Forma una barriera protettiva legata alla pelle, proteggendo la cute dall'adesivo
- Non irrita la pelle intatta

### Supporti non prodotti in lattice di gomma naturale

- Eliminano le reazioni al lattice di pazienti e personale curante

Ulteriori Informazioni

