

Abdominalbandage mit EasyGrip™ Streifen



Studien¹² haben belegt, dass eine postoperative Patientenversorgung, die Abdominalbandagen einschließt, eine bessere Lungenfunktion fördert, eine frühere Mobilisierung ermöglicht und Schmerzen lindert. Abdominalbandagen verringern auch die Risiken von durch Bewegungsarmut verursachten Komplikationen wie Lungenkollaps, Lungenentzündung und TVT bei gleichzeitiger Bereitstellung einer Abstützung für Patienten, eines Sicherheitsgefühls durch Erhaltung der Mobilität und der Verringerung des Risikos von Wunddehizensz. Die Vermeidung postoperativer Komplikationen verkürzt die Dauer des Krankenhausaufenthalts und reduziert die gesamten Krankenhauskosten.

Die Dale Abdominalbandagen verfügen über einen exklusiven EasyGrip Streifen, der bis zu vier 100-ml-Drainagebeutel aufnehmen kann, die einfach überwacht, entleert und entfernt werden können und keine umständlichen Sicherheitsnadeln erfordern.

Indikationen

Einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- ◆ Kaiserschnitt
- ◆ Leistenbruch
- ◆ Gynäkologie
- ◆ Wirbelsäulenchirurgie
- ◆ Übergewicht
- ◆ Laparotomie
- ◆ Plastische und/oder Schönheitschirurgie
- ◆ Orthostatische Hypotonie

Hauptmerkmale

- ◆ Exklusives Stretchmaterial mit Klettverschluss kann an einer beliebigen Stelle der Bandage verschlossen werden.
- ◆ Gleichmäßige Druckverteilung.
- ◆ Innovative paneelierte Konstruktion trägt zur Vermeidung von Verrutschen, Verkleben und Umknicken bei.
- ◆ Fördert tiefe Atmung und die Mobilität.
- ◆ Kann zur Durchführung von Schläuchen eingeschnitten werden, ohne auszufransen oder aufzutrennen.
- ◆ EasyGrip Streifen ermöglicht die Befestigung von Drainagebeuteln.
- ◆ Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.

Produkt Nr.	Beschreibung	Menge
525	6 Zoll Breite, dehnbar auf 72-127 cm (28-50") Umfang	1/Schachtel
410	9 Zoll Breite, dehnbar auf 76-114 cm (30-45") Umfang	1/Schachtel
411	9 Zoll Breite, dehnbar auf 117-157 cm (46-62") Umfang	1/Schachtel
418	9 Zoll Breite, dehnbar auf 152-191 cm (60-75") Umfang	1/Schachtel
810	12 Zoll Breite, dehnbar auf 76-114 cm (30-45") Umfang	1/Schachtel
811	12 Zoll Breite, dehnbar auf 117-157 cm (46-62") Umfang	1/Schachtel
818	12 Zoll Breite, dehnbar auf 152-191 cm (60-75") Umfang	1/Schachtel
820	12 Zoll Breite, dehnbar auf 183-239 cm (72-94") Umfang	1/Schachtel
920	15 Zoll Breite, dehnbar auf 183-239 cm (72-94") Umfang	1/Schachtel

HCPCS-Code A4649

¹Ali J, Serrett C, and Khan TA, (November 1983), The Effect of Abdominal Binder on Postoperative Pulmonary Function. Infections in Surgery. 2(11):875-883

²Saeed S, Rage K, Memon A, et al. (October 03, 2019), Use of Abdominal Binders after a Major Abdominal Surgery: A Randomized Controlled Trial. Cureus 11(10): e5832. DOI 10.7759/cureus.5832

Abdominalbandage mit EasyGrip™ Streifen



DIE DALE ABDOMINALBANDAGE IST DIE EINZIGE BANDAGE, VON DER KLINISCH NACHGEWIESEN WERDEN KONNTE, DASS SIE DIE WIEDERHERSTELLUNG DER LUNGENFUNKTION NACH OFFENER BAUCHCHIRURGIE DURCH ERMUTIGUNG VON PATIENTEN ZU FRÜHERER BEWEGUNG BESCHLEUNIGT.¹

Merkmale	Klinische Vorteile
Exklusives Stretchmaterial	<ul style="list-style-type: none">▪ Ersetzt Kissen und andere behelfsmäßige Methoden zur Förderung der Wundheilung nach abdominalen Eingriffen.▪ Ermutigt Patienten zu besserer Einhaltung von postoperativen Interventionen, zu husten, tief zu atmen und sich zu bewegen.▪ Ermutigt zu verstärkter Aktivität, wodurch postoperative Komplikationen wie Wunddehiscenz, Lungenkollaps und Lungenentzündung sowie TVT reduziert werden.▪ Fördert die Genesung, da der Patient für seine Mobilität und Aktivitäten des täglichen Lebens ein zunehmendes Sicherheitsgefühl erhält.▪ Vollständig elastische, paneelierte Konstruktion ermöglicht Kompression des gesamten Umfangs und feste Abstützung zur Reduzierung von Schmerzen.▪ Kann als Halter für Bauchverbände verwendet werden.▪ Kann zur Durchführung von Drainageschläuchen eingeschnitten werden.
EasyGrip™ Streifen	<ul style="list-style-type: none">▪ Ein Streifen kann bis zu vier 100-ml-Drainagebeutel aufnehmen.▪ Drainagebeutel können einfach überwacht, entleert und entfernt werden und erfordern keine umständlichen Sicherheitsnadeln.▪ Einfachere Mobilität bei befestigten Drainagebeuteln.
Klettverschluss	<ul style="list-style-type: none">▪ Kann an einer beliebigen Stelle der Bandage geschlossen werden, um die gewünschte Kompression und perfekte Passung zu erzielen.▪ Bietet schnellen und einfachen Zugang zur Wundumgebung, ohne Klebeband entfernen und wieder anbringen zu müssen.▪ Spart Zeit beim Anbringen und bei der Handhabung durch das Pflegepersonal.
Innovative Verbindungsnaht	<ul style="list-style-type: none">▪ Verhindert die Migration der Haut durch die vernähten Paneele.▪ Durchgängige Versteppung kneift nicht in die Haut.▪ Vermeidet Verrutschen, Verklemmen und Umknicken.
Praktische Größenauslegung	<ul style="list-style-type: none">▪ Vier Breiten (6, 9, 12 und 15 Zoll) sind in Längen von 28 bis 94 Zoll verfügbar, um für die richtige Kompression und Passung zu sorgen.▪ Die Produkte Nr. 411 und 811 können als Einheitsgröße verwendet werden, um den Lagerbestand weiter zu reduzieren.
Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt	<ul style="list-style-type: none">▪ Eliminiert allergische Reaktionen von Patient und Pflegepersonal auf Latex.

¹Ali J, Serrett C, and Khan TA, (November 1983), The Effect of Abdominal Binder on Postoperative Pulmonary Function. Infections in Surgery. 2(11):875-883

Erfahren Sie Mehr

