

Faja Abdominal con Tira EasyGrip™



Los estudios¹² muestran que las prácticas postoperatorias que incorporan fajas abdominales promueven una mejor función pulmonar, permiten la deambulación temprana y alivian el dolor. Las fajas abdominales también ayudan a reducir el riesgo de complicaciones de la inactividad, como atelectasia, neumonía y trombosis venosa profunda, y le dan al paciente apoyo y seguridad al moverse, al tiempo que reducen el riesgo de dehiscencia de las heridas. Prevenir las complicaciones postoperatorias reduce el tiempo de hospitalización y el costo hospitalario total.

Las fajas abdominales Dale cuentan con la exclusiva tira EasyGrip que admite hasta cuatro peras de drenaje de 100 cc, lo que facilita su vigilancia, vaciado y retirada sin los inconvenientes de los alfileres de gancho.

Indicaciones

Se incluyen, entre otras:

- ◆ Cesárea
- ◆ Ginecología
- ◆ Obesidad
- ◆ Cirugía plástica/estética
- ◆ Hernia
- ◆ Cirugía de la columna
- ◆ Laparotomía
- ◆ Hipotensión ortostática

Características clave

- ◆ Fabricada con un exclusivo material elástico con gancho que puede prenderse en cualquier punto de la faja.
- ◆ Compresión uniforme.
- ◆ La innovadora construcción con paneles evita que se suba, se enrolle y se pliegue.
- ◆ Facilita la respiración profunda y la deambulación.
- ◆ Se puede cortar para permitir el uso de tubos, y no se deshilacha ni se desenrolla.
- ◆ La tira EasyGrip mantiene las peras de drenaje en su lugar.
- ◆ Fabricada sin látex de goma natural.

N.º de producto	Descripción	Cantidad
525	6 pulg. de ancho, se estira de 72 cm a 127 cm (28 pulg. - 50 pulg.)	1/caja
410	9 pulg. de ancho, se estira de 76 cm a 114 cm (30 pulg. - 45 pulg.)	1/caja
411	9 pulg. de ancho, se estira de 117 cm a 157 cm (46 pulg. - 62 pulg.)	1/caja
418	9 pulg. de ancho, se estira de 152 cm a 191 cm (60 pulg. - 75 pulg.)	1/caja
810	12 pulg. de ancho, se estira de 76 cm a 114 cm (30 pulg. - 45 pulg.)	1/caja
811	12 pulg. de ancho, se estira de 117 cm a 157 cm (46 pulg. - 62 pulg.)	1/caja
818	12 pulg. de ancho, se estira de 152 cm a 191 cm (60 pulg. - 75 pulg.)	1/caja
820	12 pulg. de ancho, se estira de 183 cm a 239 cm (72 pulg. - 94 pulg.)	1/caja
920	15 pulg. de ancho, se estira de 183 cm a 239 cm (72 pulg. - 94 pulg.)	1/caja

Código HCPCS A4649

¹Ali J, Serrett C, and Khan TA, (November 1983), The Effect of Abdominal Binder on Postoperative Pulmonary Function. Infections in Surgery. 2(11):875-883

²Saeed S, Rage K, Memon A, et al. (October 03, 2019), Use of Abdominal Binders after a Major Abdominal Surgery: A Randomized Controlled Trial. Cureus 11(10): e5832. DOI 10.7759/cureus.5832

Faja Abdominal con Tira EasyGrip™

LA FAJA ABDOMINAL DE DALE ES LA ÚNICA FAJA QUE HA DEMOSTRADO CLÍNICAMENTE QUE ACELERA LA RECUPERACIÓN DE LA FUNCIÓN PULMONAR DESPUÉS DE LA CIRUGÍA ABIERTA DE ABDOMEN PORQUE ESTIMULA LA DEAMBULACIÓN MÁS PRONTO.¹

Características	Ventajas clínicas
Material elástico exclusivo	<ul style="list-style-type: none">Reemplaza las almohadas y otras improvisaciones para la ferulización después de cirugía abdominal.Fomenta el cumplimiento por parte del paciente de intervenciones postoperatorias como toser, respirar profundo y deambular.Fomenta una mayor actividad, por lo que disminuye las complicaciones postoperatorias como dehiscencia de la herida, atelectasia, neumonía y trombosis venosa profunda.Promueve la recuperación, ya que le da al paciente una mayor sensación de seguridad para moverse y realizar las actividades de la vida diaria.Su construcción con paneles elásticos permite la compresión circunferencial total y un apoyo firme para reducir el dolor.Se puede utilizar como soporte del apósito abdominal.Se puede cortar para pasar tubos de drenaje.
Tira EasyGrip™	<ul style="list-style-type: none">Una tira admite hasta cuatro peras de drenaje de 100 cc.Las peras de drenaje pueden entonces vigilarse, vaciarse y retirarse sin los inconvenientes de los alfileres de gancho.Facilita la deambulación con las peras de drenaje colocadas.
Cierre de gancho y bucle	<ul style="list-style-type: none">Puede prenderse en cualquier punto de la faja para obtener la compresión deseada y un ajuste perfecto.Da acceso rápido y fácil a la herida sin desprender y volver a pegar cinta adhesiva.Su fácil colocación y manejo le ahorran tiempo al personal de enfermería.
Innovadoras puntadas de unión	<ul style="list-style-type: none">Evitan que la piel se deslice entre las puntadas.No hay huecos entre puntadas que puedan pellizcar la piel.Evitan que la faja se suba, se enrolle y se pliegue.
Prácticas dimensiones	<ul style="list-style-type: none">Disponible en cuatro anchos (6, 9, 12 y 15 pulgadas) y longitudes de 28 a 94 pulgadas para garantizar una compresión y ajuste correctos.Los modelos 411 y 811 pueden utilizarse como tallas únicas para reducir aún más el inventario.
Fabricada sin látex de goma natural	<ul style="list-style-type: none">Elimina las reacciones del paciente y el personal al látex.

¹Ali J, Serrett C, and Khan TA, (November 1983), The Effect of Abdominal Binder on Postoperative Pulmonary Function. Infections in Surgery. 2(11):875-883

Más Información

