


Halter für Nasenverband



Der Dale Halter für Nasenverband ersetzt Klebeband bei der Befestigung von Nasenverbandsmaterial im Anschluss an Rhinoplastik-, Septumplastik- und Nasennebenhöhlen-Chirurgie sowie Gesichtsverletzungen und Nasenbluten.

Hauptmerkmale

- ◆ Halter ohne Haftmittel eliminiert Reizung und Exkoriation der Gesichtshaut.
- ◆ Kunststoff-Mittelteil sorgt für den zuverlässigen Sitz des Verbands, ohne Sekrete zu absorbieren.
- ◆ Befestigungslaschen mit Haken sind verstellbar, um bei den meisten Patienten einen bequemen Sitz zu gewährleisten.
- ◆ Weiche Ohrschlingen vereinfachen Verbandswechsel.
- ◆ Spart Zeit bei der Patientenpflege.
- ◆ Erhöht den Patientenkomfort.
- ◆ Einheitsgröße passt den meisten Patienten.
- ◆ Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.

| Produkt Nr. | Beschreibung | Menge |
|-------------|--|--------------|
| 600 | Halter für Nasenverband Einheitsgröße passt den meisten Patienten | 10/Schachtel |



Halter für Nasenverband

| Merkmale | Klinische Vorteile |
|--|---|
| Nicht-saugfähiges Kunststoff-Mittelteil | <ul style="list-style-type: none">▪ Sichere Befestigung von Drainage-Tropfschutzpads und des Nasenverband im Anschluss an Nasenoperationen.▪ Abwischbares Kunststoff-Mittelteil sorgt für den zuverlässigen Sitz des Verbands.▪ Eliminiert wunde Stellen und Klebebandallergien.▪ Fördert die Genesung durch Erhöhung der Zuversicht und des Sicherheitsgefühls von Patienten bei Erhaltung der Mobilität.▪ Weiches, feuchtigkeitsabweisendes Material erhöht den Patientenkomfort. |
| Weiche, elastische Ohrschlingen | <ul style="list-style-type: none">▪ Eliminieren Reizung an den Befestigungsstellen hinter den Ohren.▪ Elastische Ausführung ist bei Schwellungen dehnbar.▪ Ermöglicht unkomplizierte Verbandswechsel. |
| Befestigungslaschen mit Haken | <ul style="list-style-type: none">▪ Einfache Neupositionierung des Hakens ermöglicht die individuelle Anpassung der Größe an den Patienten. |
| Einfach zu verwenden | <ul style="list-style-type: none">▪ Spart Zeit bei der Patientenpflege durch Reduzierung der zum Wechseln von Verbänden erforderlichen Zeit.▪ Ermöglicht dem Patienten den Austausch des Halters ohne Angst vor den mit Klebeband verbundenen Schmerzen. |
| Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt | <ul style="list-style-type: none">▪ Eliminiert allergische Reaktionen von Patient und Pflegepersonal auf Latex. |

Erfahren Sie Mehr

