

Soporte para Apósito Nasal



El Soporte para apósito nasal Dale suplanta la cinta adhesiva para fijar apósitos nasales en su lugar después de rinoplastia, septoplastia, cirugía de los senos paranasales, traumatismo facial y epistaxis.

Características Clave

- ◆ El soporte no adhesivo no irrita ni causa excoriación de la piel de la cara.
- ◆ La sección central de plástico sostiene los apósitos en su lugar sin absorber secreciones.
- ◆ Las lengüetas de gancho se pueden ajustar para adaptarse a la mayoría de los pacientes.
- ◆ Los suaves agarres alrededor de las orejas facilitan los cambios de apósito.
- ◆ Ahorra tiempo del personal de enfermería.
- ◆ Mayor comodidad para el paciente.
- ◆ Talla única adecuada para la mayoría de los pacientes.
- ◆ Fabricado sin látex de goma natural.

N.º de producto	Descripción	Cantidad
600	Soporte para Apósito Nasal Talla única adecuada para la mayoría de los pacientes	10/caja



Soporte para Apósito Nasal

Características

Ventajas Clínicas

Sección central de plástico no absorbente

- Sostiene firmemente la gasa y el empaque de goteo después de cirugía de la nariz.
- La sección central de plástico limpiable sostiene los apósitos en su lugar.
- Elimina el deterioro de la piel y las alergias causados por la cinta adhesiva.
- Promueve la recuperación porque le da al paciente una mayor sensación de seguridad para moverse
- El material suave y repelente de la humedad brinda aún más comodidad.

Agarres alrededor de las orejas suaves y elásticos

- No irritan el punto de anclaje detrás de las orejas.
- Se estiran para adaptarse al edema.
- Facilitan el cambio de apósitos.

Lengüetas de gancho

- Fáciles de reubicar para adaptarse al tamaño de cada paciente.

Fácil de usar

- Reduce el tiempo necesario para cambiar el apósito, lo que reduce el tiempo de atención de enfermería.
- El paciente puede cambiarse el soporte sin temor al dolor causado por la cinta adhesiva.

Fabricado sin látex de goma natural

- Elimina las reacciones del paciente y el personal al látex.

Más Información

