


# Supporto per Trasduttori



Il supporto Dale per trasduttori riduce la probabilità di misurazioni inaccurate, mantenendo un buon posizionamento di ciascun trasduttore in corrispondenza dell'asse flebostatico. Prodotta in un materiale morbido e confortevole, la piattaforma funge da base per i fermi di tenuta ed è fissata saldamente al braccio del paziente con una cinghia elastica dotata di linguette a strappo regolabili. Il supporto Dale per trasduttori ovvia alla necessità di nastrare i trasduttori sul petto del paziente o di montarli su un'asta per fleboclisi. Una volta in posizione, il supporto Dale per trasduttori elimina la necessità di livellare ripetutamente il paziente durante il riposizionamento, il trasporto o la deambulazione.

## Caratteristiche Principali

- ◆ Stabilizza fino a tre trasduttori.
- ◆ Migliora il monitoraggio del paziente.
- ◆ Facile e semplice da applicare e rimuovere.
- ◆ Fa risparmiare tempo al personale curante.
- ◆ Compatibile con il sistema VAMP (Venous Arterial blood Management Protection o protezione della gestione ematica venosa arteriosa).
- ◆ Non prodotto con lattice di gomma naturale.

| N. di cat. | Descrizione   | Quantità   |
|------------|---|------------|
| 620        | <b>Alloggia fino a tre trasduttori standard</b><br>Misura unica, adatta alla maggior parte dei pazienti | 10/scatola |
| 622        | <b>Alloggia fino a due trasduttori grandi</b><br>Misura unica, adatta alla maggior parte dei pazienti   | 10/scatola |

Brevetti [dalemed.com/patents](http://dalemed.com/patents)

# Supporto per Trasduttori

## Caratteristiche

## Vantaggi Clinici

### Piattaforma ben salda

- Fissa e organizza un massimo di tre trasduttori, oltre a poter alloggiare un sistema VAMP
- Piattaforma morbida e imbottita
- Il facile posizionamento dei trasduttori in corrispondenza dell'asse flebostatico migliora l'accuratezza del livellamento
- La cinghia morbida ed elastica fissa il supporto sull'avambraccio del paziente, senza inibirne i movimenti
- Il monitoraggio dell'asse flebostatico viene mantenuto durante il riposizionamento, il trasporto e la deambulazione del paziente

### Linguette di tenuta

- Le applicazioni sono facilmente identificabili a colori, in modo da coordinare le linee per pressione CVC, arteriosa e dell'arteria polmonare
- Alloggia saldamente 1, 2 o 3 trasduttori
- La codifica a colori permette di identificare facilmente le linee
- Le linguette a strappo sono facili da usare
- 620 - Fissa un massimo di 3 trasduttori di misura standard]
- 622 - Fissa un massimo di 2 trasduttori di misura grande
- 622 - Compatibile anche con la linea di pressione VAMP

### Facilità di applicazione

- Riduce il tempo e l'impegno di rilivellare quando il paziente o il letto cambia posizione
- Elimina la cerottatura dei singoli trasduttori sul torace o sul braccio del paziente, oppure su un'asta per fleboclisi
- Fa risparmiare tempo al personale infermieristico

### Comodità del sistema

- Il supporto è stato studiato per fissare e organizzare i trasduttori in corrispondenza dell'asse flebostatico
- Usato assieme alla stecca Pieghevole da polso Dale, forma un sistema completo di fissaggio per il monitoraggio della pressione dell'arteria radiale

### Non prodotto in lattice di gomma naturale

- Elimina le reazioni al lattice di pazienti e personale curante

Ulteriori Informazioni

