


## Stecca Pieghevole da Polso

## Istruzioni per l'Applicazione 1. Allineare il polso alla

stecca e piegarla nel modo desiderato. 2. Avvolgere le fasce attorno alla mano e alla stecca conseguendo la tensione desiderata.

> Premere la chiusura a strappo per chiuderla.





## MR Conditional / A compatibilità RM condizionata

La stecca pieghevole Dale ArmBoard no 650, grande, si è dimostrata a compatibilità RM condizionata

Quanto riscontrato dall'imaging RM in merito alla ArmBoard Dale 650 è applicabile alle versioni più piccole della stecca (ni 651, 652 e 653), prodotte con gli stessi materiali.

I test non clinici hanno dimostrato che la stecca pieghevole Dale ArmBoard no 650, grande, è a compatibilità RM condizionata. Un paziente con questo dispositivo può essere sottoposto a scansione in modo sicuro subito dopo il posizionamento, a specifiche condizioni.

Monopaziente. Monouso

Per un video illustrante l'applicazione, visitare www.dalemed.com.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il fornitore ospedaliero/sanitario preferito.

Non contiene lattice di gomma naturale.

Dale è un marchio registrato di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.





## Dale Medical Products, Inc.

40 Kenwood Circle • Suite 7 Franklin, MA 02038-3298, USA T: +1-508-695-9316 www.dalemed.com



MDSS GmbH Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany





