




# IV-ARMOR®



ohne IV-ARMOR



mit IV-ARMOR

Die flexible Schutzauflage maximiert die IV-Durchgängigkeit bei gleichzeitigem Schutz der Infusionsstelle vor Manipulation durch den Patienten. IV-ARMOR reduziert die Übertragung von Infektionen im Zusammenhang mit der Neueinführung von IV-Schläuchen.

## Hauptmerkmale

- ◆ Hält einen kontinuierlichen IV-Fluss aufrecht.
- ◆ Reduziert die Anzahl der IV-Wiederaufnahmen.
- ◆ Kann angehoben werden, um die Infusionsstelle von oben oder unten zu untersuchen.
- ◆ Spart Zeit bei der Patientenpflege.
- ◆ Ermöglicht die Bewegung des Patienten.
- ◆ Reduziert ausgangsseitige Okklusionsalarme, die durch Bewegungen des Patienten verursacht werden.
- ◆ Erhöht den Patientenkomfort ohne Bedarf für eine steife Immobilisierungsvorrichtung.
- ◆ Schützt/erhält die IV-Infusionsstelle.
- ◆ Hautfreundliches Haftmaterial.
- ◆ Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.

Produkt Nr.	Beschreibung	Menge
675	IV-ARMOR Einheitsgröße passt den meisten Patienten	10/Schachtel

HCPCS-Code A4221 • Patent [dalemed.com/patents](http://dalemed.com/patents)

Merkmale	Klinische Vorteile
<b>Selbsthaftende Auflage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dehnbar: Kann angehoben werden, um die Infusionsstelle von oben oder unten zu untersuchen</li> <li>■ Erhält die Mobilität: Ermöglicht den vollen Bewegungsbereich, fördert die Bewegung und Heilung.</li> <li>■ Schützt die Infusionsstelle: Hält die Infusionsstelle außer Sichtweite von Nadelphobikern</li> <li>■ Reduziert die Notwendigkeit von Neustarts durch Erhaltung des Katheter- und Verlängerungsschlauchs</li> </ul>
<b>Schaumstoff-Unterlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stabile Auflage für IV-Katheter zur Minimierung mechanischer Okklusionen</li> <li>■ Reduziert Okklusionen ausgangsseitig vom Katheter aufgrund von Knicken oder Zusammendrücken der IV-Leitung</li> <li>■ Reduziert falsche Alarme der IV-Pumpe durch „angebliche“ ausgangsseitige Okklusionen</li> <li>■ Reduziert Alarmmüdigkeit</li> <li>■ Schützt die Infusionsstelle vor Stößen gegen eine harte Oberfläche</li> </ul>
<b>Einheitsgröße passt den meisten Patienten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ermöglicht die Abdeckung aller peripheren Infusionsstellen: Kann zugeschnitten werden, um die Überlappung der Produktbeine zu vermeiden</li> </ul>
<b>Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eliminiert allergische Reaktionen von Patient und Pflegepersonal auf Latex, wodurch latexbedingte Überempfindlichkeit verhindert wird</li> </ul>

Erfahren Sie Mehr

