




IV-ARMOR®



Senza IV-ARMOR



Con IV-ARMOR

La copertura protettiva flessibile massimizza la pervietà intravenosa, proteggendo il sito dalle interferenze del paziente. Il copricatetere IV-ARMOR riduce le infezioni associate al reinserimento in vena.

Caratteristiche Principali

- ◆ Mantiene costante la portata intravenosa.
- ◆ Riduce il numero di riattivazioni della linea IV.
- ◆ Può essere sollevato per osservare e valutare il sito IV dall'alto o dal basso, secondo le necessità.
- ◆ Fa risparmiare tempo al personale infermieristico.
- ◆ Permette al paziente di muoversi.
- ◆ Riduce gli allarmi di occlusione a valle causati dai movimenti del paziente.
- ◆ Migliora il comfort del paziente senza richiedere un dispositivo rigido di immobilizzazione.
- ◆ Protegge/preserva il sito IV.
- ◆ Adesivo non irritante.
- ◆ Non prodotto in lattice di gomma naturale.

N. di cat.	Descrizione	Quantità
675	IV-ARMOR Misura unica adatta alla maggior parte dei pazienti	10/scatola

Codice HCPCS A4221 • Brevetti dalemed.com/patents

Caratteristiche	Vantaggi Clinici
Copertura adesiva	<ul style="list-style-type: none">▪ Elastica: può essere sollevata per osservare e valutare il sito IV dall'alto o dal basso, secondo le necessità▪ Non immobilizzante: non inibisce l'escursione dei movimenti, promuove la mobilità e la guarigione▪ Protegge il sito IV: copre l'IV per i pazienti belonefobici▪ Riduce l'esigenza di riavviare la linea preservando il catetere e i tubi di prolunga
Cuscinetto di schiuma	<ul style="list-style-type: none">▪ Immobilizza il catetere per ridurre al minimo le occlusioni meccaniche▪ Riduce le occlusioni del catetere dovute a inginocchiamento o cattivo posizionamento IV▪ Diminuisce gli allarmi della pompa IV dovuti a "false" occlusioni a valle▪ Riduce la desensibilizzazione agli allarmi▪ Protegge il sito dagli urti contro una superficie dura
Misura unica, adatta alla maggioranza dei pazienti	<ul style="list-style-type: none">▪ Copre tutti i siti IV periferici: può essere tagliata per prevenire la sovrapposizione dei bracci
Non prodotto con lattice di gomma naturale	<ul style="list-style-type: none">▪ Elimina le possibili reazioni al lattice dei pazienti e del personale infermieristico prevenendo l'ipersensibilità

Ulteriori Informazioni

